

## Primerdesign 製 genesig qPCR detection kit

### 本キットに対応するリアルタイム PCR 装置

本製品は設計されているプライマー、プローブに FAM および VIC の蛍光ラベルを採用しています。これらの 2 種類の蛍光ラベルを検出できるフィルターを搭載した装置であれば、どの装置でもご使用頂けます。

#### Applied Biosystems 社製装置

- ・ABI 7000
- ・ABI 7000 Prism
- ・ABI 7300
- ・ABI 7500
- ・ABI 7700
- ・ABI GeneAmp 5700
- ・ABI StepOne™
- ・ABI StepPne Plus™
- ・ABI ViiA™ 7

#### Bio-Rad 社製装置

- ・CFX™ 全シリーズ
- ・iCycler™ 全シリーズ
- ・Opticon® 全シリーズ
- ・Chromo4™ 全シリーズ

#### Cepheid 社製装置

- ・SmartCycler®

#### Eppendorf 社製装置

- ・Mastercycler®

#### Fluidigm 社製装置

- ・BioMark™

#### Illumina 社製装置

- ・Eco™

#### QIAGEN 社製装置

- ・RotorGene™ 全シリーズ

#### Roche 社製装置

- ・LightCycler® 1.0-2.0
- ・LightCycler® 480
- ・LightCycler® 480 System II
- ・LightCycler® Nanos

#### Stratagene 社製装置

- ・MX System 全シリーズ

#### Takara 社製装置

- ・Thermal Cycler Dice®

#### Thermo Scientific 社製装置

- ・Piko Thermal Cycler

#### 【お問合せ】

フィルジェン株式会社 バイオサイエンス部 〒459-8011 愛知県名古屋市緑区定納山一丁目 1409 番地

Tel: 052-624-4388 Fax: 052-624-4389 e-mail: [biosupport@filgen.jp](mailto:biosupport@filgen.jp) URL: <http://www.filgen.jp>