

# Biontexas社製品 試薬選択ガイド

【輸入販売店】フィルジェン株式会社 愛知県名古屋市緑区定納山一丁目1409番地

▶▶▶ お問合せ・見積りのご依頼 ✉ biosupport@filgen.jp

核酸	アプリケーション	<u>Insectogene</u>	<u>Metafectene</u>	<u>Metafectene PRO</u>	<u>Metafectene SI</u>	<u>K2 Transfection System</u>	<u>K4 Transfection System</u>
DNA	トランスフェクションが困難な細胞	-	+	++	-	+++	++++
	トランスフェクションが容易な細胞	-	+++	+++	-	+++	++++
	安定トランスフェクション	-	+	++	-	+++	++++
	昆虫細胞	+++	-	++	-	++	++
	ssDNA-オリゴヌクレオチド	-	+	++	-	+++	++++
dsRNA	siRNA	-	+	+++	+++	+++	++++
	miRNA	-	+	+++	+++	+++	++++
	dsRNA-オリゴヌクレオチド	-	+	+++	+++	+++	++++
ssRNA	mRNA	-	+	++	-	+++	++++
	ssRNA-オリゴヌクレオチド	-	+	++	-	+++	++++
DNA/siRNA	コトランスフェクション	-	+	++	+	+++	++++
DNA/mRNA	コトランスフェクション	-	+	++	-	+++	++++
DNA/DNA	複数のプラスミドのトランスフェクション	-	+	++	-	+++	++++
パクミド		-	+	++	-	+++	++++
ミニサークル		-	+	++	-	+++	++++