

糞便サンプルを室温で保管可能に

糞便サンプル 採取&安定化キット

本製品は、糞便サンプルを簡単に採取、輸送、保管するのに役立つキットです。画期的な配合のDNA安定化バッファーにより、DNAの劣化を抑制し、安定性を確保します。本製品により安定化したサンプルは、室温で数か月、-20℃または-80℃で無期限に保管することが可能です。

製品特長と利点

- 定量的な腸内微生物叢プロファイル分析において実証済み
- スプーンが組み込まれた容器によりサンプル採取が簡単
- バルクサイズ対応、ラベルのカスタマイズ可能
例：ロゴやテキストの変更、バーコード付与など
- サンプル輸送コストを削減：サンプルを室温で輸送可能にします
- 即時の処理不要で高品質のサンプルを獲得
- 多くのDNA精製キットと互換性あり
- 処理中にサンプルの臭いを除去



製品情報

製品名	品番	容量
Stool Sample Collection & Stabilization Kit	SC0010	10 Units
	SC0012	100 Units
関連製品		
HigherPurity™ Stool DNA Isolation Kit Stool Sample Collection & Stabilization Kitに最適な糞便サンプルからDNAを単離するスピナラムキット	AN0130	50 rxn
	AN0131	100 rxn
	AN0131-XL	250 rxn
Stool Catcher ヒトの糞便サンプルを簡単・安全・衛生的に採取するための便座貼付用の紙片	SC0112	100 Units
	SC0114	1,000 units

