

肝炎ウイルス 検出用リアルタイムPCRキット

genesig Real-time PCR detection kit



【キット構成】（150反応分）

- ターゲット特異的プライマー/プローブミックス（FAM標識）
- 検量線作成用ポジティブコントロール
- インターナル抽出コントロール用プライマー/プローブミックス（VIC標識）
- インターナル抽出コントロール用テンプレート
- 内在性コントロール用プライマー/プローブミックス（FAM標識）
- RNase/DNase フリー水
- テンプレート調整バッファー

qPCR KIT

製品情報

検出項目	品名	品番（150反応分）
● ヘパタइटisAウイルス（A型肝炎ウイルス） Hepatitis A Virus	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for Hepatitis A Virus	Z-Path-HAV
● ヘパタइटisBウイルス（B型肝炎ウイルス） Hepatitis B Virus	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for Hepatitis B Virus v2	R00501
● ヘパタइटisCウイルス（C型肝炎ウイルス） Hepatitis C Virus	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for Hepatitis C Virus v2	R00511
● ヘパタइटisデルタウイルス（D型肝炎ウイルス） Hepatitis Delta Virus	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for HDV	Z-Path-HDV
● ヘパタइटisEウイルス（E型肝炎ウイルス） Hepatitis E Virus	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for Hepatitis E Virus	Z-Path-HEV

●ゲノムタイプDNA / ●ゲノムタイプRNA のキットを示します

Master MIX

関連製品

キットにはマスターミックスが付属しておりません。お手持ちのマスターミックスをご使用いただくか、推奨製品を合わせてご注文ください。本メーカー製造品と併せてのキットの使用を推奨しております。

検出項目	品名	品番（150反応分）
● qPCR用 (DNA病原体検出用)	oasig lyophilised 2 x qPCR MasterMix	Z-oasig-standard-150
● RT-qPCR用 (RNA病原体検出用)	oasig lyophilised OneStep RT-qPCR MasterMix	Z-oasig-onestep-150

- 本誌掲載のサービス、製品は医療用ではなく、研究用に限定して販売しています。医療品の製造、品質管理、各種診断、治療には使用しないでください。
- サービスや製品の名称、仕様、プロトコルなどは改良などの理由から予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。

Filgen フィルジェン株式会社

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 E-mail : support@filgen.jp

URL : <https://filgen.jp/>

代理店