

FlexStar® シリーズ

熱帯・新興感染症検出用 リアルタイムPCR 試薬

DNA/RNA ターゲットで
共通のプロトコル
(複数のアッセイを並行試験可能)

1 時間で
最大96サンプルのPCR解析完了



FlexStar® サル痘ウイルスPCR検出ミックス 1.5

- ・ サル痘ウイルス特異的DNAの定性検出
- ・ ノーテンプレートコントロール (NTC) と陽性コントロール付属
- ・ ヒトβアクチン遺伝子を標的とするサンプリングコントロール付属
- ・ 1 時間で最大96サンプルのPCR解析が可能

① アッセイには3つの試薬が必要です

病原体検出
ミックス

+

増幅ミックス
(共通)

+

インターナル
コントロール
(共通)

病原体検出ミックス

品名	検出項目	容量	品番
----	------	----	----

FlexStar® Monkeypox virus PCR Detection Mix 1.5 RUO	<ul style="list-style-type: none"> ・ サル痘ウイルス特異的DNA (FAM検出) ・ サンプリングコントロール (Cy5検出) 	96反応分	FS0201503
--	---	-------	-----------

増幅ミックス

品名	容量	品番
FlexStar® (RT-)PCR Amplification Mix 1.5	96反応分	FS0011503
	384反応分	FS0011515

インターナルコントロール

品名	容量	品番
AltoStar® Internal Control 1.5	1152反応分	IC15-06

※JOE検出です。

■ 本誌掲載のサービス、製品は医療用ではなく、研究用に限定して販売しています。医療品の製造、品質管理、各種診断、治療には使用しないでください。
■ サービスや製品の名称、仕様、プロトコルなどは改良などの理由から予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。

Filgen  **フィルジェン株式会社**
biosciences & nanosciences

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 E-mail : support@filgen.jp

URL : <https://filgen.jp/>

代理店