

# FlexStar®シリーズ

## 性感染症検出用 リアルタイムPCR試薬

DNA/RNA ターゲットで  
共通のプロトコル  
(複数のアッセイを並行試験可能)

1時間で  
最大96サンプルのPCR解析完了

① アッセイには3つの試薬が必要です

病原体検出  
ミックス

+

増幅ミックス  
(共通)

+

インターナル  
コントロール  
(共通)

### 病原体検出ミックス

| 品名  | 検出項目  | 容量    | 品番        |
|---|---|-------|-----------|
| FlexStar® CT & NG PCR<br>Detection Mix 1.5 RUO      | <ul style="list-style-type: none"> <li>クラミジア・トラコマチス特異的DNA (FAM検出)</li> <li>ナイセリア・ゴルレア opa 特異的DNA (ROX検出)</li> <li>ナイセリア・ゴルレア porA 特異的DNA (Cy5検出)</li> </ul> | 96反応分 | FS0161503 |
| FlexStar® MG & UU & TV PCR<br>Detection Mix 1.5 RUO | <ul style="list-style-type: none"> <li>マイコプラズマ・ジェニタリウム特異的DNA (FAM検出)</li> <li>ウレアプラズマ・ウレアリチカム特異的DNA (Cy5検出)</li> <li>トリコモナス・バギナリス特異的DNA (ROX検出)</li> </ul>  | 96反応分 | FS0171503 |
| FlexStar® UP & MH PCR<br>Detection Mix 1.5 RUO      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ウレアプラズマ・パルバム (UP) 特異的DNA</li> <li>マイコプラズマ・ホミニス (MH) 特異的DNA</li> </ul>  | 96反応分 | FS0181503 |

### 増幅ミックス

| 品名  | 容量     | 品番        |
|---|--------|-----------|
| FlexStar® (RT-)PCR<br>Amplification Mix 1.5 | 96反応分  | FS0011503 |
|   | 384反応分 | FS0011515 |

### インターナルコントロール

| 品名                                | 容量      | 品番      |
|-----------------------------------|---------|---------|
| AltoStar® Internal<br>Control 1.5 | 1152反応分 | IC15-06 |

■本誌掲載のサービス、製品は医療用ではなく、研究用に限定して販売しています。医療品の製造、品質管理、各種診断、治療には使用しないでください。  
■サービスや製品の名称、仕様、プロトコルなどは改良などの理由から予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。

**Filgen®** フィルジェン株式会社  
biosciences & nanosciences

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 E-mail : support@filgen.jp

URL : <https://filgen.jp/>

代理店