

# FlexStar<sup>®</sup> シリーズ

## 胃腸感染症検出用 リアルタイムPCR 試薬

DNA/RNA ターゲットで  
共通のプロトコル  
(複数のアッセイを並行試験可能)

1 時間で  
最大96サンプルのPCR解析完了

① アッセイには3つの試薬が必要です

病原体検出  
ミックス

+

増幅ミックス  
(共通)

+

インターナル  
コントロール  
(共通)

### 病原体検出ミックス

品名	検出項目	容量	品番
FlexStar <sup>®</sup> Norovirus Type & Rotavirus RT-PCRDetection Mix 1.5 RUO"	<ul style="list-style-type: none"> <li>ノロウイルスGI 特異的RNA (Cy5検出)</li> <li>ノロウイルスGII 特異的RNA (ROX検出)</li> <li>ロタウイルス 特異的RNA (FAM検出)</li> </ul>	96反応分	FS0071503
FlexStar <sup>®</sup> HAdV & HAstV & SaV RT-PCR Detection Mix 1.5 RUO	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヒトアデノウイルス (HAdV) 特異的DNA (Cy5検出)</li> <li>ヒトアストロウイルス (HAstV) 特異的RNA (FAM検出)</li> <li>サポウイルス (SaV) 特異的RNA (ROX検出)</li> </ul>	96反応分	FS0081503
FlexStar <sup>®</sup> Yersinia & Salmonella & Campylobacter PCR Detection Mix 1.5 RUO	<ul style="list-style-type: none"> <li>エルシニア・エンテロコリチカ特異的DNA (Cy5検出)</li> <li>サルモネラ・エンテリカ特異的DNA (FAM検出)</li> <li>カンピロバクター特異的DNA (ROX検出)</li> </ul>	96反応分	FS0211503

### 増幅ミックス

品名	容量	品番
FlexStar <sup>®</sup> (RT-)PCR Amplification Mix 1.5	96反応分	FS0011503
	384反応分	FS0011515

### インターナルコントロール

品名	容量	品番
AltoStar <sup>®</sup> Internal Control 1.5	1152反応分	IC15-06

■ 本誌掲載のサービス、製品は医療用ではなく、研究用に限定して販売しています。医療品の製造、品質管理、各種診断、治療には使用しないでください。  
■ サービスや製品の名称、仕様、プロトコルなどは改良などの理由から予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。

**Filgen**  **フィルジェン株式会社**  
biosciences & nanosciences

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 E-mail : support@filgen.jp

URL : <https://filgen.jp/>

代理店