

逆転写 & RT-PCR

製品	1Step RT PCR Kit	HighScriber™ Reverse Transcriptase Mix, 20X	qScriber™ cDNA Synthesis Kit	SecurIN™ RNase Inhibitor, 40u/μl
簡単な説明	一本のチューブでOne-step RT PCR	高温でのロングトランスクリプトのcDNA合成	qPCRのための偏りのないcDNA合成	RNaseからの高度なRNA保護
cDNA合成を高める	●	●	●	NA
GCリッチで複雑なテンプレート	●	●	●	NA
15kbまでの完全長cDNAの転写		●		NA
高感度	●	●	●	NA
ワンステップRT-PCR	●			NA
2ステップTR-PCR		●	●	NA
2ステップTR-qPCR		●	●	NA
RNaseからのRNA保護	●	●	●	●

NA= Not Applicable