

スタンダード&ダイレクトPCR

製品	ALLin™buffer with dNTPs	高速サイクリング	GC/ATリッチPCR	最大	高収量	ダイレクトPCR	マルチプレックスPCR	ダイレクトゲルローディング
SampleIN™Direct PCR Kit	●	●	●	5kb	●	● ● ●	●	●
ALLin™Taq DNA Polymerase,5u/μl	●	●	●	6kb	● ●	●	●	
ALLin™Red Taq Mastermix,2X	●	●	●	6kb	● ●	●	●	●
ALLin™Taq Mastermix,2X	●	●	●	6kb	● ●	●	●	
Taq DNA Polymerase,5u/μl				5kb	●			