

# 定量抗体アレイ受託解析サービス Quantibody® Array

## 特長

- 1枚のスライドに、16個のサブアレイが配置されており、各サブアレイには、それぞれ各種サイトカインに対する抗体、ポジティブコントロール、ネガティブコントロールが複数スポットされています。
- 8個のサブアレイをスタンダードおよびブランクに使用し、残り8個のサブアレイで、最大8種類のサンプルを測定できます。
- 蛍光で検出するため、化学発光法や比色法よりも高い再現性 (CV < 20%) で定量できます。
- 測定サンプル: 血清、血漿、細胞培養上清、細胞/組織ライセート、体液

## Price

サービス内容・アレイ名・生物種	搭載抗体数	使用スライドガラス枚数	数量	税別価格	カタログ#
<b>Quantibody® Array受託解析サービス (Human)</b>					
Quantibody® Human Adhesion Molecule Array 1 受託解析	17	1	8サンプル	¥463,000	F-QAH-CAM-1
Quantibody® Human Angiogenesis Array 1 受託解析	10	1	8サンプル	¥211,000	F-QAH-ANG-1
Quantibody® Human Angiogenesis Array 2 受託解析	30	1	8サンプル	¥671,000	F-QAH-ANG-2
Quantibody® Human Angiogenesis Array 3 受託解析	30	1	8サンプル	¥671,000	F-QAH-ANG-3
Quantibody® Human Angiogenesis Array 1000 受託解析	60	2	8サンプル	¥1,293,000	F-QAH-ANG-1000
Quantibody® Human Bone Metabolism Array 1 受託解析	31	1	8サンプル	¥775,000	F-QAH-BMA-1
Quantibody® Human Bone Metabolism Array 2 受託解析	10	1	8サンプル	¥188,000	F-QAH-BMA-2
Quantibody® Human Bone Metabolism Array 1000 受託解析	41	2	8サンプル	¥903,000	F-QAH-BMA-1000
Quantibody® Human Cancer Biomarker Array 1 受託解析	18	1	8サンプル	¥471,000	F-QAH-CAN-1
Quantibody® Human Chemokine Array 1 受託解析	40	1	8サンプル	¥887,000	F-QAH-CHE-1
Quantibody® Human Dry Eye Disease Array Q1 受託解析	40	1	8サンプル	¥887,000	F-QAH-DED-1
Quantibody® Human Gastric Cancer Biomarker Array 1 受託解析	5	1	8サンプル	¥188,000	F-QAH-GCB-1
Quantibody® Human Growth Factor Array 1 受託解析	40	1	8サンプル	¥887,000	F-QAH-GF-1
Quantibody® Human Ig Isotype Array 1 受託解析	8	1	8サンプル	¥188,000	F-QAH-ISO-1
Quantibody® Human IGF 1R Signaling Array 1 受託解析	10	1	8サンプル	¥211,000	F-QAH-IGF-1
Quantibody® Human IL-1 Family Cytokine Array Q1 受託解析	11	1	8サンプル	¥188,000	F-QAH-IL1F-1
Quantibody® Human Immune Checkpoint Molecule Array 1 受託解析	10	1	8サンプル	¥208,000	F-QAH-ICM-1
Quantibody® Human Immune Response Array Q1 受託解析	40	1	8サンプル	¥887,000	F-QAH-IMR-1
Quantibody® Human Inflammation Array 1 受託解析	10	1	8サンプル	¥188,000	F-QAH-INF-1
Quantibody® Human Inflammation Array 2 受託解析	10	1	8サンプル	¥188,000	F-QAH-INF-2
Quantibody® Human Inflammation Array 3 受託解析	40	1	8サンプル	¥887,000	F-QAH-INF-3
Quantibody® Human MMP Array 1 受託解析	10	1	8サンプル	¥211,000	F-QAH-MMP-1
Quantibody® Human Obesity Array 1 受託解析	10	1	8サンプル	¥253,000	F-QAH-ADI-1
Quantibody® Human Obesity Array 2 受託解析	4	1	8サンプル	¥188,000	F-QAH-ADI-2
Quantibody® Human Obesity Array 3 受託解析	40	1	8サンプル	¥887,000	F-QAH-ADI-3
Quantibody® Human Periodontal Disease Cytokine Array 1 受託解析	20	1	8サンプル	¥463,000	F-QAH-PDD-1
Quantibody® Human Receptor Array 1 受託解析	40	1	8サンプル	¥887,000	F-QAH-REC-1
Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array 1 受託解析	31	1	8サンプル	¥674,000	F-QAH-SAP-1
Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array 2 受託解析	31	1	8サンプル	¥674,000	F-QAH-SAP-2
Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array 3 受託解析	31	1	8サンプル	¥674,000	F-QAH-SAP-3
Quantibody® Human Serum Abundant Protein Array 4 受託解析	40	1	8サンプル	¥700,000	F-QAH-SAP-4
Quantibody® Human Th1/Th2 Array 1 受託解析	10	1	8サンプル	¥188,000	F-QAH-TH-1
Quantibody® Human TH1/TH2/TH17 Array 1 受託解析	20	1	8サンプル	¥520,000	F-QAH-TH17-1
Quantibody® Human TH1/TH2/TH17 Array 2 受託解析	27	1	8サンプル	¥515,000	F-QAH-TH17-2
<b>Quantibody® Array受託解析サービス (Mouse)</b>					
Quantibody® Mouse Chemokine Array 1 受託解析	25	1	8サンプル	¥663,000	F-QAM-CHE-1
Quantibody® Mouse Ig Isotyping Array 1 受託解析	8	1	8サンプル	¥188,000	F-QAM-ISO-1
Quantibody® Mouse Inflammation Array 1 受託解析	40	1	8サンプル	¥887,000	F-QAM-INF-1
Quantibody® Mouse Interleukin Array 1 受託解析	20	1	8サンプル	¥520,000	F-QAM-INT-1
Quantibody® Mouse Interleukin Array 2 受託解析	10	1	8サンプル	¥307,000	F-QAM-INT-2
Quantibody® Mouse TH17 Array 受託解析	18	1	8サンプル	¥383,000	F-QAM-TH17-1
<b>Quantibody® Array受託解析サービス (Rat)</b>					
Quantibody® Rat Cytokine Array 1 受託解析	10	1	8サンプル	¥307,000	F-QAR-CYT-1
Quantibody® Rat Inflammation Array 1 受託解析	10	1	8サンプル	¥253,000	F-QAR-INF-1
サンプル返却送料		1回		¥2,000	—

- \* 本アレイは、多数のタンパク質を同時に定量するシステムであるため、測定項目の一部において検量線範囲(測定レンジ)外になる場合があります。検量線範囲外の場合でも、通常料金を請求いたしますので、あらかじめご了承ください。検量線範囲は、ご発注前に最新のプロトコールを必ずご確認ください。
- \* 本アレイは、RayBiotech社ができるだけスポット抜けがない製品を生産・出荷しておりますが、稀に5%未満のスポット抜けがあります。該当する測定項目に関して、データが得られないことがあります。こちらの場合も、通常料金を請求いたしますので、あらかじめご了承ください。
- \* QCシートは、弊社web site「ダウンロード - 受託解析のQCシート (<http://www.filgen.jp/catarogue/index-qc.html>)」からご準備、必要事項をご記入の上、サンプルと同送してください。
- \* スキャン、データ解析のみをご希望の方は、弊社web siteをご参照ください。
- \* 最新情報・注意事項・サンプルのご準備方法などの詳細は、弊社web siteをご参照ください。

上記以外にも豊富なラインナップをご用意しておりますので、弊社web siteをご覧ください。