

免疫染色用モノクローナル抗体 GeneAb™シリーズ

GeneAb組換えモノクローナル抗体は、一貫した特異的かつ高感度な染色を提供する様に設計されており、毎回確実な測定を行うことができます。すべての抗体で、お客様自身でバッファーに溶かして調製して頂く「Concentrate」タイプと、製品をそのまますぐにご使用頂けるReady-to-useな「Predilute」タイプの2タイプをご用意しています。

サイズの種類

製品形態	サイズ	カタログ#
Concentrate	0.1 ml	IHC***-100
Concentrate	1 ml	IHC***-1
Predilute	7 ml	IHC***-7
Positive Control Slides	3 slides/package	IHC***-PC

注：***は、製品ごとに番号が異なります。詳しくは弊社までお問い合わせください。



使用上の注意

本製品は、研究用として販売しています。ヒト、動物への医療・臨床診断用には使用しない様にご注意ください。また、食品・化粧品・家庭用品などとして使用しないでください。


無断で承認を得ず、製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

ラインナップ一例

注：※には、上記の-100、-1、-7、-PCのいずれかが入ります。


● GeneAb™ Collagen Type IV Antibody (カタログ#IHC549-※)

IV型コラーゲンは、基底板の主成分で、椎弓板の観察や、その構造を調べるためのマーカーです。上皮基底板に加えて、抗コラーゲンIV型は間葉成分を染色することができるため、シュワン細胞腫および平滑筋腫を含む軟組織癌を同定するのに有用です。血管周囲細胞腫、血管肉腫および上皮性血管内皮腫の血管要素を調べる際、信頼性の高い結果が得られます。




● GeneAb™ Her2/Neu Antibody (カタログ#IHC002-※)

多数のがん腫に臨床的に示される膜貫通型受容体チロシンキナーゼです。c-erbB-2タンパク質の過剰発現は、乳管癌並びに肺および胃の腺癌に関連しています。両タンパク質の過剰発現が膀胱がんにおける早期浸潤、および転移と関連しており、Her2とp53との間の相関も確認されています。




● GeneAb™ Ki-67 Antibody (カタログ#IHC067-※)

細胞周期 (G1、S、G2 および M) の活性期の間のみ発現され、休止期 (G0およびG1初期相) では発現されない核の非ヒストンタンパク質です。抗原はリボソームRNA転写にも関与していますが、脳、乳房、子宮頸部、および前立腺を含む腫瘍の増殖速度を区別することができます。



● GeneAb™ PD-1 Antibody (カタログ#IHC001-※)

活性化T細胞、B細胞、およびマクロファージの表面上の共受容体として発現されるT細胞調節因子のCD28/CTLA-4ファミリーのメンバーです。活性化されたT細胞のアポトーシスを誘導するか、または細胞障害性T細胞の活性を阻害することが確認されており、PD-1/PD-L1シグナル伝達経路が抗腫瘍免疫と関連している可能性があります。



Price

製品名	製品形態	サイズ	税別価格	カタログ#
GeneAb™ Collagen Type IV Antibody	Concentrate	0.1 ml	¥43,000	IHC549-100
		1 ml	¥111,000	IHC549-1
	Predilute	7 ml	¥74,000	IHC549-7
GeneAb™ Collagen Type IV Positive Control Slide	Positive Control Slides	3 slides	¥42,000	IHC549-PC
GeneAb™ Her2/Neu Antibody	Concentrate	0.1 ml	¥44,000	IHC002-100
		1 ml	¥190,000	IHC002-1
	Predilute	7 ml	¥78,000	IHC002-7
GeneAb™ Her2/Neu Positive Control Slide	Positive Control Slides	3 slides	¥50,000	IHC002-PC
GeneAb™ Ki-67 Antibody	Concentrate	0.1 ml	¥52,000	IHC067-100
		1 ml	¥178,000	IHC067-1
	Predilute	7 ml	¥89,000	IHC067-7
GeneAb™ Ki-67 Positive Control Slide	Positive Control Slides	3 slides	¥42,000	IHC067-PC
GeneAb™ PD-1 Antibody	Concentrate	0.1 ml	¥37,000	IHC001-100
		1 ml	¥78,000	IHC001-1
	Predilute	7 ml	¥69,000	IHC001-7
GeneAb™ PD-1 Positive Control Slide	Positive Control Slides	3 slides	¥42,000	IHC001-PC