

病原体検出リアルタイムPCR装置 genesig® q16


PRIMER
DESIGN

リアルタイムPCR病原体検出キット genesig easy kit専用設計されたリアルタイムPCR装置です。各種病原体等の検出、定量に使用できます。

特長

- 簡単な操作でリアルタイムPCRが可能
- 400種類以上 *1の病原体検出キットに対応
- 最大16サンプルを約90分で解析
- PCと接続しての制御/解析、およびUSBメモリ使用によるスタンドアロン動作 *2が可能
- コンパクトサイズ、低レベルの動作音を実現

*1 2017年9月現在 *2 設定および解析にはPCが必要です



価格

製品名	容量	税別価格	カタログ#
genesig q16 リアルタイムPCR装置 (genesig easy kit x 2個付属)	—	¥1,280,000	genesig-q16
関連製品			
genesig easy kit	50反応分	¥74,000	Path-□-EASY 1)
genesig easy extraction kit	50反応分	¥63,000	genesigEASY-EK
genesig easy magnetic rack	—	¥63,000	genesigEASY-MR

1) □には検出対象に対応する文字列が入ります。詳細は <http://www.filgen.jp/Product/Bioscience25-kit/genesig%20easy%20kit.xls> をご参照ください

【ご注意】本機はgenesig easy kit専用のリアルタイムPCR装置です。その他の市販キット、自家調製のPCR反応液はご使用いただけません

HPV検出・ジェノタイピングシステム VisionArray®

ZYTOVISION

ヒトパピローマウイルス (HPV) は、子宮頸がんの主要な危険因子であると結論付けられており、現在確認されている150種類以上のHPV型について、がんへの進行リスクに応じて分類されています。VisionArray®システムは、臨床的に関連する41のHPV遺伝子型の検出およびジェノタイピングが可能となります。

特長

- 41のHPV遺伝子型について、高い得意性と感度で同時にジェノタイピング可能
- キャプチャープローブはすべてデュプリケートでスライドガラス上にスポット済
- シンプルなプロトコールと専用ソフトウェアによる自動解析で簡単に使用可能
- FFPE組織切片、子宮頸部スワブ標本、液状化検体細胞診 (ThinPrep®) に対応



価格

製品名	容量	税別価格	カタログ#
VisionArray Analysis Package	1 set	お問い合わせ	E-4060-1
VisionArray HPV Chip 1.0	10テスト	¥60,000	VA-0001-10
	50テスト	¥213,000	VA-0001-50
VisionArray HPV Primer Kit	50テスト	¥78,000	VP-0001-50
VisionArray Detection Kit	50テスト	¥74,000	VK-0003-50

科学機器

● 病原体検出リアルタイムPCR装置 genesig® q16
● HPV検出・ジェノタイピングシステム VisionArray®