

ピペティングナビゲーター PlatR

PlatRは、マイクロタイタープレートに対する、信頼性の高いピペット操作を実現する簡単なソリューションです。PlatRは、96ウェルおよび384ウェルプレート（ストリッププレート含む）に対応します。また、複雑なセットアップなしにすぐ使うことができ、実験室におけるルーチンワークにいかなる混乱も引き起こしません。PlatRは、ELISA、リアルタイムPCR、細胞培養、およびマイクロタイタープレートを使用するあらゆる実験操作に活用できます。

特長

持ち運び可能


PlatRはタブレットコンピューターをベースにしており、ラボ内のどの様な場所にも持ち出して使用することが出来ます。バッテリー駆動のため、従来型のピペティング補助装置と異なり、電源の取れない場所での使用も可能です。

クリーンかつ安全

PlatRは、水・中性洗剤・エタノール・DNase/RNase除去剤等を染み込ませたラボ用ワイピングクロスを用いて、簡単に洗浄、滅菌することができます。また、タッチパネルスクリーンは高い熱を持たず、サンプルや試薬の蒸発を引き起こしません。

スマート

PlatRは、タブレット上で視覚的にピペティングプラン（ピペット操作手順）を作成することができます。また、さらなる作業効率UPのために、Bluetoothフットスイッチなどのオプションアクセサリーが利用できます。



ミス防止



能率UP




疲労低減

使用手順



1.ピペティングプランの作成



2.マイクロプレートのセット



3.ピペティングの開始

価格

製品名	税別価格	カタログ#
PlatRコンプリートパッケージ	¥252,000	F-BK-PLATR-CP
PlatRベーシックパッケージ	¥187,000	F-BK-PLATR-BP

マイクロプレート分注トラッキングシステム LightOneシリーズ

特長

- ・サンプル、試薬分注およびサンプルトランスファー時のミスを低減
- ・照射するセルを柔軟に選択可能
- ・ハンズフリー操作を可能とするフットスイッチ
- ・リンク機能-同一機種2台を接続しての同期操作
- ・蛍光色素を含むアプリケーションに効果的な赤色LED *1
- ・USBフラッシュメモリーを使用した簡易プログラミング機能 *2

*1 LightOne Pro, LightOne qREDのみ (LightOne FSは、白色LED)

*2 LightOne Proのみ



●LightOne Pro

価格

製品名	税別価格	カタログ#
LightOne Pro 96/384ウェルマイクロプレート分注トラッキングシステム	¥165,000	LI-2100
LightOne FS 96ウェルマイクロプレート分注トラッキングシステム	¥89,000	LI-1200
LightOne qRED 96ウェルマイクロプレート分注トラッキングシステム (リアルタイムPCR用)	¥79,000	LI-1300
PCRチューブホルダー (0.2 mL、8-12連PCRチューブ用)	¥20,000	LI-1003
関連製品		
ViewOne LabLite Set 多目的LEDバックライト (スタンド付属)	¥40,000	VL-1200
ViewOne LabLite 多目的LEDバックライト (本体のみ)	¥30,000	VL-1000