



ブタ感染症用 ELISAキット・PCRキット

BioChek社（オランダ）は、家禽およびブタ業界向けの正確で信頼性が高く、使いやすい動物の健康監視システムの検査ソリューションを提供します。このシステムは、幅広いELISAおよびPCRテストキットで構成されています。

ELISAキット

ブタによくみられる様々な病気に対する抗体または抗原の検出に特異的なキットをラインアップしています。各キットは、2つまたは5つのテストプレート、コンジュゲート、希釈液、基質、洗浄バッファー、ポジティブおよびネガティブコントロールで構成されています。結果は力価で示され、結果の定量的解釈が可能です。



製品ラインアップ

品名	サイズ	税別価格	品番
Porcine Salmonella Antibody test kit (ブタサルモネラ抗体テストキット)	5プレート	お問合せ	SK101
Haemophilus parasuis Antibody test kit (ヘモフィルス・パラスイス抗体テストキット)	2プレート	お問合せ	SK104
Porcine Circovirus type 2 Antibody test kit (ブタサーコウイルス2型抗体テストキット)	5プレート	お問合せ	SK105
Mycoplasma hyopneumoniae Antibody test kit (マイコプラズマ・ハイオニューモニエ抗体テストキット)	5プレート	お問合せ	SK108

PCRキット

特定のDNA/RNAの存在を検出します。すべてのPCRテストキットは同じサーマルサイクラープロトコルを使用しており、技術者は1つのサーマルサイクラーで同時に異なるターゲットのPCR反応を実行可能です。全てのPCRキットは、様々なサーマルサイクラー（ABI7500シリーズ、BioRad CFX96およびStratogene Mx3005p）およびトータル核酸抽出キットでの使用が検証されています。結果はCq値で示され、低、中、高の抗原負荷を区別可能です。

各キットには必要なコントロール（ネガティブコントロール、ポジティブコントロール、インターナルコントロール）が含まれています。



製品ラインアップ

品名	サイズ	税別価格	品番
Actinobacillus pleuropneumoniae Multiplex DNA test kit (アクチノバシラス・ブルロニューモニエマルチプレックスDNAテストキット)	100テスト	お問合せ	SP104
App-Hps-Mhyo DNA test kit (App-Hps-Mhyo DNAテストキット)	100テスト	お問合せ	SP106
Haemophilus parasuis Multiplex DNA test kit (ヘモフィルス・パラスイスマルチプレックスDNAテストキット)	100テスト	お問合せ	SP103
Swine Mycoplasma Multiplex DNA test kit (ブタマイコプラズママルチプレックスDNAテストキット)	100テスト	お問合せ	SP102
Porcine Circovirus type 2 DNA test kit (ブタサーコウイルス II 型 DNAテストキット)	100テスト	お問合せ	SP101

家禽感染症用 ELISA・PCRキットのラインアップも！

ELISAキット：

- ・ 鳥鼻気管炎（ART）抗体ELISAキット
- ・ トリレオウイルス抗体ELISAキット
- ・ 産卵低下症候群(EDS)抗体ELISAキットなど

PCRキット：

- ・ 複数種カンピロバクターマルチプレックスDNAキット
- ・ 複数種サルモネラ種DNAキット
- ・ オルソニバクテリウム・ライノトラケアレDNAキットなど

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(Dec.2023)