

# ウェスタンブロッティング用 ストリッピングバッファー RENEW




## メンブレン上の標的タンパク質を 傷つけることなく短時間で抗体を除去


本製品は、すぐに使用できるウェスタンブロッティング用のストリッピングバッファーです。ニトロセルロース膜やPVDF膜から一次抗体と二次抗体を素早く除去できます。抗体除去後の膜は、別の抗体でリプローブ可能になります。一般的な化学発光基質と組み合わせてご使用いただけますが、WESTARシリーズと一緒にご使用いただくと最適なパフォーマンスを発揮します。

- 短時間で抗体を除去
- プロット上の標的タンパク質を損傷しない
- ゲルおよびメンブレンを再利用することで実験時間を短縮
- 非毒性で無臭

### 本製品を用いたストリッピングとリプローブ



### 他社製品とのストリッピングとリプローブの比較



品名	容量	品番
RENEW Stripping Buffer	250 mL ※5本から受注受付	SBS069,0250
	2 x 250 mL ※3セットから受注受付	SBS069,0500

■ 本誌掲載のサービス、製品は医療用ではなく、研究用に限定して販売しています。医療品の製造、品質管理、各種診断、治療には使用しないでください。  
■ サービスや製品の名称、仕様、プロトコルなどは改良などの理由から予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。

**Filgen**  **フィルジェン株式会社**

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 E-mail : support@filgen.jp

URL : <https://filgen.jp/>

代理店