

製品使用文献豊富！ 二次抗体



アルカリホスファターゼ (AP) またはホースラディッシュペルオキシダーゼ (HRP) 標識二次抗体を提供しています。抗体は、セファロースビーズに結合した抗原を使用する免疫アフィニティクロマトグラフィーまたはその他の方法で抗血清から単離され、凍結乾燥品として提供されます。

製品ラインアップ

品名	サイズ	品番
HRP標識抗体		
HRP labeled goat α-mouse IgG (1mg/ml)	2ml	786-R38
HRP labeled goat α-rabbit IgG (1mg/ml)	2ml	786-R39
HRP labeled goat α-rat IgG (0.8mg/ml)	2ml	786-R40
HRP labeled goat α-human IgG (0.8mg/ml)	2ml	786-R41
HRP labeled rabbit α-goat IgG (1mg/ml)	1.5ml	786-R42
HRP labeled rabbit α-human IgG (0.8mg/ml)	1.5ml	786-R48
AP標識抗体		
AP labeled goat α-mouse IgG (0.6mg/ml)	1ml	786-R43
AP labeled goat α-rabbit IgG (1mg/ml)	1ml	786-R44
AP labeled goat α-rat IgG (0.6mg/ml)	1ml	786-R45
AP labeled goat α-human IgG (0.6mg/ml)	1ml	786-R46
AP labeled rabbit α-goat IgG (0.6mg/ml)	1ml	786-R47
AP labeled rabbit α-human IgG (0.6mg/ml)	1ml	786-R49
酵素標識キット		
HOOK™ HRP PLUS Labeling Kit	5ラベリング	786-1664
HOOK™ HRP SULFO Labeling Kit	5ラベリング	786-1640

※酵素標識キットのみ品名クリックでマニュアルをご覧ください。

その他のGeno Technology社製品はこちら

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

E-mail : biosupport@filgen.jp URL : https://filgen.jp/

代理店

(Apr.2024)