

# 製品使用文献豊富！ 洗浄バッファー

ウエスタンブロットリングなどのイムノアッセイに適したさまざまなフォーマットの洗浄バッファーをラインアップしています。製品使用文献については弊社までお問合せください。



## 製品ラインアップ

従来のTBSTよりもアッセイ感度の向上が可能なfemtoシリーズ、すぐに使用可能なPBS、10倍濃縮または乾燥バッファーパックのPBS、10倍濃縮溶液または乾燥バッファーパックのTBS、高度に精製されたプロテオミクスグレードのTween®20などをラインアップしています。

品名	サイズ	品番
femto TBST™ [10X]	250ml	786-161
femto PBST™ [10X]	250ml	786-162
PBS [10X]	500ml	786-027
	1L	R027
JAW™ Phosphate Buffered Saline (PBS) Packs [1X] (1 Liter/pack)	1ガロン	R028
	20×1L パック	786-289
JAW™ Phosphate Buffered Saline (PBS) [10X] Dry Buffer Pack	2×1L パック	RC-147
TBS [10X] (Tris buffered saline) (100mM Tris.HCl, 1.5M NaCl, pH 7.5)	1L	R029
	1ガロン	R030
JAW Tris Buffered Saline Packs (TBS) [1X] (1 Liter/pack)	20×1L パック	786-288
Tris Buffered Saline (TBS) [20X] Dry Buffer Pack	1×1Lパック	RC-148
Tween® 20 (Polyoxyethylenesorbitan monolaurate), 10% Aqueous Solution (Proteomic Grade)	5×10ml バイアル	DG011
	10×10ml バイアル	DG012
Tween® 20 (Polyoxyethylenesorbitan monolaurate), 10% Aqueous Solution (Proteomic Grade) crimp style vial	50ml	DG511C
	100ml	DG519C

その他のGeno Technology社製品はこちら

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

E-mail : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(Apr.2024)