

クロホルムやフェノール抽出不要 XIT™ゲノムDNA抽出キット

- ・ クロホルムやフェノール抽出不要
- ・ タンパク質を含まない高品質なDNA精製
- ・ プロテイナーゼKによるタンパク質消化後ゲノムDNA沈殿
- ・ 様々なサンプルタイプの製品をラインアップ

その他のGeno Technology社製品はこちら

※品名クリックでマニュアルをご覧ください。

製品ラインアップ

品名	対象サンプル	サイズ	品番
XIT™ Genomic DNA from FFPE Tissue	ホルマリン固定、パラフィン包埋組織	250mg組織	786-290
		12.5ml血液	786-294
XIT™ Genomic DNA from Blood	血液、骨髄、パフィーコート	125ml血液	786-295
		250ml血液	786-296
XIT™ Genomic DNA from Plant Tissue	植物の新鮮組織、凍結組織、固定組織	2.5g組織	786-297
		25g組織	786-298
XIT™ Mitochondrial DNA	培養細胞、動物組織からミトコンドリアDNAを単離	20×10 ⁸ 細胞	786-301
XIT™ Genomic DNA from Cells	接着または浮遊培養細胞	5×10 ⁷ 細胞	786-303
		5×10 ⁸ 細胞	786-304
XIT™ Genomic DNA from Gram Negative Bacteria	グラム陰性菌	25ml培養液	786-337
		250ml培養液	786-338
XIT™ Genomic DNA from Gram Positive Bacteria	グラム陽性菌	25ml培養液	786-339
		250ml培養液	786-340
XIT™ Genomic DNA from Buccal Cells ※頬細胞収集ブラシなし	頬細胞	25サンプル	786-341
		250サンプル	786-342
XIT™ Genomic DNA from Buccal Cells with collection brushes ※頬細胞収集ブラシ付属		25サンプル	786-343
		50サンプル	786-344
XIT™ Genomic DNA from Tissue	新鮮組織、凍結組織、固定組織	250mg組織	786-345
		2.5g組織	786-346
		10g組織	786-347
XIT™ Genomic DNA from Yeast	酵母	25ml培養液	786-348
		250ml培養液	786-349
XIT™ Genomic DNA from Mouse Tail	マウスの尻尾	125mmマウス尾	786-350

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

E-mail : biosupport@filgen.jp URL : https://filgen.jp/

代理店

(Mar.2024)