

トロンビン生成試験や凝固反応試験に！

# 凝固促進性合成リン脂質



- ・ 配合違いで2製品ラインアップ
- ・ 合成品のため結果の予測が簡便
- ・ 天然抽出物よりも高い凝固促進活性
- ・ 血小板脂質代替品としても使用可能
- ・ お得なまとめ買い価格あり

## アプリケーション例

- ▶ 非活性化部分トロンボプラスチン時間試験 (NAPTT) やトロンビン生成試験 (TGT) の凝固促進剤
- ▶ ループスアンチコアグラントを含むサンプルの活性化部分トロンボプラスチン時間 (APTT)、カオリン凝固時間 (KCT)、希釈ラッセル蛇毒凝固時間 (dRVVT) 等の血液凝固試験のリン脂質補正

## 凝固促進性合成リン脂質 (I)

DOPS : DOPC = 3 : 7

- ▶ DOPS (dioleoyl phosphatidyl serine) : DOPC (dioleoyl phosphatidyl choline) = 3 : 7
- ▶ 脳リン脂質よりもはるかに高い活性と優れた再現性
- ▶ 凍結乾燥製品であり、2-8℃にて製造後2年間安定

製品名	品番	容量	税別価格	同メーカー製品 同時購入点数*
Synthetic procoagulant phospholipid (I)	X9113	25mg	¥ 68,000-	単品
			¥ 58,000-	2-4点
			¥ 52,000-	5点以上

\*Haematex Research社製品であれば組み合わせ自由



## 凝固促進性合成リン脂質 (II)

DOPE : DOPS : DOPC = 5 : 3 : 2

- ▶ DOPE (dioleoyl phosphatidyl ethanolamine) : DOPS : DOPC = 5 : 3 : 2
- ▶ 凝固に最適なリン脂質配合
- ▶ 凍結乾燥製品であり、2-8℃にて製造後2年間安定

製品名	品番	容量	税別価格	同メーカー製品 同時購入点数*
Synthetic procoagulant phospholipid (II)	X9115	25mg	¥ 71,000-	単品
			¥ 61,000-	2-4点
			¥ 55,000-	5点以上

\*Haematex Research社製品であれば組み合わせ自由



フィルジェン 株式会社 

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(May.2024)