


miRNA解析キット

ID3EAL miRNA Knowledge Panels

MIRXES ID3EAL miRNA Knowledge Panelは、特定の研究分野に関連するmiRNAを調べるための、すぐに使用できるアクセシパネルです。各パネルは、公開された文献および社内の研究データの広範な調査を通じて選択された176または352のmiRNAをプロファイルします。すべてのmiRNAアッセイは、合成miRNAテンプレートとヒトRNAサンプルを使用して、広くウェットラボで検証されています。



2時間で結果が得られる

MIRXESの特許取得済みmiRNA RT-qPCRテクノロジーを使用して、わずか2時間でRNAサンプルから結果を生成

信頼できるデータ

MIRXES独自のアルゴリズムによって最適化されており、合成miRNAテンプレートおよび生体サンプルのRNAで検証済み

すぐに使用できる

キットには、2つのスパイクインRNAおよびプレート間PCRキャリブレーターなどの試薬が付属

自動分析テンプレート

自動分析に使用できるExcelテンプレートをご用意。テンプレートには、式の正規化、データの視覚化、データの整合性チェックのオプションが付属

生体液、がんのmiRNA研究用に2つのKnowledge Panelを提供しています。各キットは、RNA-to-Ctワークフローに必要なすべての試薬を含むようにフォーマットされています。ユニークなスパイクインRNAとプレート間キャリブレーターが組み込まれており、RNA単離からqPCRまでの技術的なばらつきを監視および正規化します。これらのキットは、主要なリアルタイムqPCRプラットフォームと互換性があり、さまざまなパックサイズで利用できます。



Biofluid miRNA Panel

miRNAは、細胞間の通信手段として、各細胞から選択的かつ能動的に分泌されます。これらの循環するmiRNAは、生物流体において異常な安定性を示し、疾患の診断、予後およびモニタリングのための、新規の非侵襲性マーカーとして大きな可能性を持っています。本製品は、健康状態および病理学的状態におけるヒト血清、血漿および尿サンプルにおいて、2万以上の社内研究から選択された176個のmiRNAで構成されています。



Cancer miRNA Panel

miRNAは、がんのあらゆる特徴に密接に関係しています。miRNAの異常調節を検出することで、がんの原因、薬物応答および再発について洞察することができます。このパネルは、様々ながんの種類に関連性の強い352個のmiRNAで構成されており、腫瘍抑制遺伝子と経路の調節について調べることができます。



【キット内容物】

- ID3EAL miRNA RTプライマー
- ID3EALパネル スパイクイン(凍結乾燥)
- 96wellプレート

その他必要な試薬(別売)

- ID3EAL cDNA合成キット
- ID3EAL miRNA qPCRマスターミックス

パネル製品ラインナップ

ご使用になるリアルタイムPCR機種によって、プレートのフォーマットが異なります。
ご注文の際は対応機種（Bio-Rad、Abi Fast、Roche、Abi Standard※96wellフォーマットのみ）を合わせてご連絡ください。



品名	フォーマット	容量	税別価格	品番
ID3EAL Biofluid A-B miRNA Knowledge Panel 192 Targets	96-well	2サンプル分	¥63,000	1105251
		6サンプル分	¥101,000	1105252
		12サンプル分	¥153,000	1105253
		24サンプル分	¥164,000	1105254
	384-well	2サンプル分	¥63,000	1105351
		6サンプル分	¥104,000	1105352
		12サンプル分	¥162,000	1105353
		24サンプル分	¥199,000	1105354
パネル別				
ID3EAL Biofluid A miRNA Knowledge Panel 96 Targets	96-well	2サンプル分	¥44,000	1105151
		6サンプル分	¥65,000	1105152
		12サンプル分	¥95,000	1105153
		24サンプル分	¥102,000	1105154
ID3EAL Biofluid B miRNA Knowledge Panel 96 Targets	96-well	2サンプル分	¥44,000	1105151
		6サンプル分	¥65,000	1105152
		12サンプル分	¥95,000	1105153
		24サンプル分	¥102,000	1105154



品名	フォーマット	容量	税別価格	品番
ID3EAL Cancer A-D miRNA Knowledge Panel 384 Targets	96-well	2サンプル分	¥117,000	1105261
		6サンプル分	¥202,000	1105262
		12サンプル分	¥294,000	1105263
		24サンプル分	¥322,000	1105264
	384-well	2サンプル分	¥115,000	1105361
		6サンプル分	¥204,000	1105362
		12サンプル分	¥325,000	1105363
		24サンプル分	¥421,000	1105364
パネル別				
ID3EAL Cancer A miRNA Knowledge Panel 96 Targets	96-well	2サンプル分	¥44,000	1105151
		6サンプル分	¥65,000	1105152
		12サンプル分	¥95,000	1105153
		24サンプル分	¥102,000	1105154
ID3EAL Cancer B miRNA Knowledge Panel 96 Targets	96-well	2サンプル分	¥44,000	1105151
		6サンプル分	¥65,000	1105152
		12サンプル分	¥95,000	1105153
		24サンプル分	¥102,000	1105154
ID3EAL Cancer C miRNA Knowledge Panel 96 Targets	96-well	2サンプル分	¥44,000	1105151
		6サンプル分	¥65,000	1105152
		12サンプル分	¥95,000	1105153
		24サンプル分	¥102,000	1105154
ID3EAL Cancer D miRNA Knowledge Panel 96 Targets	96-well	2サンプル分	¥44,000	1105151
		6サンプル分	¥65,000	1105152
		12サンプル分	¥95,000	1105153
		24サンプル分	¥102,000	1105154

パネルと併せて必要な試薬（別売）

ご使用になられる装置によって、Hi-ROXタイプもご用意しています。
パネル等のMIRXES製品と併せてご購入いただく場合の価格です。単体で購入されたい場合はご相談ください。

品名	容量	税別価格	品番	
cDNA合成キット				
ID3EAL cDNA Synthesis System	20反応分	¥19,000	1103101	
	60反応分	¥27,000	1103103	
マスターミックス				
ID3EAL miRNA qPCR Master Mix	200反応分	¥23,000	通常タイプ	1104202
	800反応分	¥52,000	Hi-ROXタイプ	1104212
	1200反応分	¥67,000		1104204
	2400反応分	¥110,000		1104215
				1104216

本キットは、研究用として販売しております。ヒト、動物への医療・臨床診断用には使用しない様にご注意ください。また、食品・化粧品・家庭用品などとして使用しないでください。無断で承認を得ず、製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。

フィルジェン 株式会社 

【お問い合わせ】 試薬部
TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389
メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(Jun.2020)