

性感染症関連 リアルタイムPCRキット

genesig Real-time PCR detection kit



シングルプレックスキット（単一遺伝子検出）



【キット構成】（150反応分）

- ターゲット特異的プライマー/プローブミックス（FAM標識）
- 検量線作成用ポジティブコントロール
- インターナル抽出コントロール用プライマー/プローブミックス（VIC標識）
- インターナル抽出コントロール用テンプレート
- 内在性コントロール用プライマー/プローブミックス（FAM標識）
- RNase/DNase フリー水
- テンプレート調整バッファー

検出項目	品名	品番（150反応分）
● クラミジア・トラコマチス Chlamydia trachomatis	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for C.trachomatis	Z-Path-C.trachomatis
● クラミジア属 Chlamydiaceae (all species)	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for Chlamydiaceae	Z-Path-Chlamydia
● ナイセリア・ゴノリア（淋菌） Neisseria gonorrhoeae	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for N.gonorrhoeae	Z-Path-N.gonorrhoeae
● ウレアプラズマ・ウレアリティカム Ureaplasma urealyticum	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for U.urealyticum	Z-Path-U.urealyticum
● マイコプラズマ・ホミニス（泌尿器系常在菌） Mycoplasma hominis	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for Mycoplasma hominis	Z-Path-M.hominis-v1.1
● マイコプラズマ・ファーメンタンス Mycoplasma fermentans	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for M.fermentans	Z-Path-M.fermentans
● マイコプラズマ・ジェニタリウム Mycoplasma genitalium	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for M.genitalium	Z-Path-M.genitalium
● トリコモナス・バジナリス（トリコモナス原虫） Trichomonas vaginalis	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for T.vaginalis	Z-Path-T.vaginalis
● カンジダ・アルビカンス Candida albicans	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for Candida albicans	Z-Path-C.albicans
● カンジダ・パラプシロシス Candida parapsilosis	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for C.parapsilosis	Z-Path-C.parapsilosis
● トレポネマ・パリダム Treponema pallidum	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for Treponema pallidum	Z-Path-T.pallidum
● ヒトパピローマウイルス16型 Human Papillomavirus 16	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for HPV16	Z-Path-HPV16
● ヒトパピローマウイルス18型 Human Papillomavirus 18	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for HPV18	Z-Path-HPV18
● ヒトヘルペスウイルス6型（バリエントA） Human Herpes Virus 6, variant A	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for HHV6A	Z-Path-HHV6-A
● ヒトパルボウイルスB19 Human Parvovirus B19	genesig Advanced Real-time PCR detection kit for HPVB19	Z-Path-HPVB19
● ヒト免疫不全ウイルス1 Human Immunodeficiency Virus Type 1	genesig Real-time PCR detection kit for HIV1 v3.0	R00111
● ヒト免疫不全ウイルス2 Human Immunodeficiency Virus Type 2	genesig Real-time PCR detection kit for HIV2 v2.0	R00543

●ゲノムタイプDNA / ●ゲノムタイプRNA のキットを示します

Master MIX

シングルプレックスキット関連製品

キットにはマスターミックスが付属しておりません。お手持ちのマスターミックスをご使用いただくか、推奨製品を合わせてご注文ください。本メーカー製造品と併せてのキットの使用を推奨しております。

検出項目	品名	品番（150反応分）
● qPCR用 (DNA病原体検出用)	oasig lyophilised 2 x qPCR MasterMix	Z-oasig-standard-150
● RT-qPCR用 (RNA病原体検出用)	oasig lyophilised OneStep RT-qPCR MasterMix	Z-oasig-onestep-150

マルチプレックスキット（複数遺伝子検出）



【キット構成】（100反応分）

- マルチプレックス プライマー/プローブミックス（FAM、VIC、ROC、Cy5標識）
- 検量線作成用ポジティブコントロール
- 凍結乾燥マスターミックス
- マスターミックス再構成用バッファー
- RNase/DNase フリー水
- テンプレート調整バッファー

検出項目	品名	品番（150反応分）
<ul style="list-style-type: none"> • クラミジア・トラコマチス（FAM検出） • ナイセリア・ゴノレア（淋菌）（VIC検出） • 内在性コントロール（Cy5検出） 	genesigPLEX real-time PCR multiplex detection kit, CT/NG	Z-Path-CT/NG-GPX
<ul style="list-style-type: none"> • クラミジア・トラコマチス（FAM検出） • ナイセリア・ゴノレア（淋菌）（VIC検出） • ウレアプラズマ・ウレアリチカム（ROX検出） • 内在性コントロール（Cy5検出） 	genesigPLEX real-time PCR multiplex detection kit, CT/NG/UU	Z-Path-CT/NG/UU-GPX
<ul style="list-style-type: none"> • ヒト免疫不全ウイルス1 & 2（FAM検出） • B型肝炎ウイルス（VIC検出） • C型肝炎ウイルス（ROX検出） • 内在性コントロール（Cy5検出） 	genesigPLEX real-time PCR multiplex, HIV1/HIV2/HBV/HCV v3.0	R00117
<ul style="list-style-type: none"> • 高リスクHPV（HPV31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68）（FAM検出） • HPV16（ROX検出） • HPV18（VIC検出） • 内在性コントロール（Cy5検出） 	genesig Real-time PCR screening kit for High Risk HPV	Z-Path-High Risk HPV

- 本誌掲載のサービス、製品は医療用ではなく、研究用に限定して販売しています。医療品の製造、品質管理、各種診断、治療には使用しないでください。
- サービスや製品の名称、仕様、プロトコルなどは改良などの理由から予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。

Filgen  **フィルジェン株式会社**

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 E-mail : support@filgen.jp

URL : <https://filgen.jp/>

代理店