

食品、組織、土壌、植物など幅広いサンプルに対応 genesig Easy核酸抽出キット

genesig Easy DNA/RNA Extraction Kit

PRIMER
DESIGN

様々なサンプルからDNA/RNAを単離するためのキットです。遠心分離機などの装置が不要なため、実験室に限らず、様々な場所で抽出が可能です。メンブレン、フィルターを使用しないため、目詰まりを起こす全血、牛乳、大便、組織などのサンプルにも対応できます。16サンプルを約25分で抽出できます。



キット構成

- サンプル前処理溶液
- 溶解バッファー
- 磁気ビーズ結合用バッファーミックス
- 磁気ビーズ
- 洗浄バッファー（2種）
- 80%エタノール
- 溶出バッファー
- プロテイナーゼK（凍結乾燥）およびプロテイナーゼK用バッファー
- キャリアRNA（凍結乾燥）およびキャリアRNA用バッファー

対応サンプル

臨床サンプル分野

- 全血、血漿、血清
- 唾液、痰
- 糞便、尿
- 組織
- 乾燥スワブ
- 細菌培養液

食品分野

- 肉、魚、牛乳
- 調理済みまたは加工食品など

環境分野

- 植物、土壌、水など

製品情報

キットをご使用になる際、別途マグネットラックが必要です。「genesig magnetic separation rack」か、お手持ちのマグネットラックをご使用ください。

核酸抽出キット

品名	容量	品番
genesig easy DNA/RNA extraction kit	50反応分	Z-genesigEASY-EK

マグネットラック

品名	容量	品番
genesig magnetic separation rack	1台	Z-genesigEASY-MR

- 本誌掲載のサービス、製品は医療用ではなく、研究用に限定して販売しています。医療品の製造、品質管理、各種診断、治療には使用しないでください。
- サービスや製品の名称、仕様、プロトコルなどは改良などの理由から予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。

Filgen  **フィルジェン株式会社**
biosciences & nonosciences

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 E-mail : support@filgen.jp

URL : <https://filgen.jp/>

代理店