

Primerdesign社製 病原体検出用リアルタイムPCRキット genesig qPCR detection kit

キット対応のリアルタイムPCR装置一覧

PRIMER
DESIGN

オープンプラットフォームキット Standard キット/Advanced キット

本製品は設計されているプライマー、プローブにFAM および VIC の蛍光ラベルを採用しています。これらの 2 種類の蛍光ラベルを検出できるフィルターを搭載した装置であれば、どの装置でもご使用頂けます。



GENESIG

【対応機種例】

Applied Biosystems社製装置

- ABI 7000
- ABI 7000 Prism
- ABI 7300
- ABI 7500
- ABI 7700
- ABI 7900
- ABI GeneAmp 5700
- ABI StepOne™
- ABI StepPne Plus™
- ABI ViiA™ 7

Roche社製装置

- LightCycler® 1.0-2.0
- LightCycler® 480
- LightCycler® 480 System II
- LightCycler® Nanos
- LightCycler® 96 System

Illumina社製装置

- Eco™

QIAGEN社製装置

- RotorGene™ 全シリーズ

Cepheid社製装置

- SmartCycler®

Stratagene社製装置

- MX System 全シリーズ

Bio-Rad社製装置

- CFX™ 全シリーズ
- iCycler™ 全シリーズ
- Opticon® 全シリーズ
- Chromo4™ 全シリーズ

Eppendorf社製装置

- Mastercycler®

Takara社製装置

- Thermal Cycler Dice®

Fluidigm社製装置

- BioMark™

Thermo Scientific社製装置

- Piko Thermal Cycler

genesig q16/q32 専用キット EASY キット

Primerdesign社の装置専用の検出キットです。キット内に専用PCRチューブやマスターミックスなどが付属しており、シンプルなワークフローでより簡単・迅速にご使用いただけます。



GENESIG

【対応機種】

- genesig q16
- genesig q32

【製品ページリンク】

- ⇒ [病原体検出用リアルタイムPCRキット](#)
- ⇒ [リアルタイムPCR装置 genesig q16 / q32](#)

【お問い合わせ】（試薬部）

フィルジェン 株式会社  biosciences & nanosciences

メール : biosupport@filgen.jp

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

URL : <https://filgen.jp/>