



目視で検出！ マイコプラズマ検出キット

検出機器不要

色変化で簡単に判定

迅速

60分、1ステップのプロトコル

多種検出

最大40種類の
マイコプラズマを検出

高感度

100コピー/μl以上のマイ
コプラズマプラスミドを検出

プロトコル

1. サンプルとreagent mixを加える

1 μL サンプル
+
19μL reagent mix

2. 65°Cで60分間インキュベーション



3. 目視で検出



優れた性能



図1: GenieColor Mycoplasma Detection Kit のワークフローと結果の解釈法。マイコプラズマが混入している場合、試薬の色がピンクから黄色に変化する。

図2: GenieColor Mycoplasma Detection Kitを一般的な細胞株でテストした。異なる細胞間でも優れた互換性を示した。

品番	品名	容量
MORV0013-25	GenieColor Mycoplasma Detection Kit	25反応分
MORV0013-50		50反応分