

# キャップを閉じたままサンプルにアクセス **SeptaSecure™** 遠心チューブ



## KEY FEATURES



### ■密閉性を維持したままアクセス可能

- ・針やピペットを穿刺することでサンプルアクセスが可能
- ・揮発およびコンタミネーションリスクを低減
- ・密閉状態を保ったまま繰り返し使用可能

### ■耐薬品性シリコンセプタム

- ・耐薬品性に優れた、FDA適合グレードシリコン素材を使用
- ・PTFEフリー設計
- ・繰り返しの穿刺に対応

### ■高耐久・高可視性チューブ

- ・透明で耐久性の高いポリプロピレン製
- ・明瞭な目盛りと書き込みスペース付き
- ・正確な容量管理が可能

## Septum Type

### Uncut (未カット)

未切断のシリコンセプタムを備えたタイプで、自動サンプリングシステムに適しています。

針による繰り返し穿刺が可能な革新的セプタム設計を採用しており、密閉性とサンプル完全性を維持します。

※鋭利なベベルニードルの使用を推奨します。



### Cross-Cut (クロスカット)

あらかじめ切込みが入ったシリコンセプタムを備えており、キャップを外さずにピペットや針を挿入できます。

手動サンプリング時の試料の暴露を低減します。

※ピペットでの使用や、鈍端ニードル・サイドポートニードルを用いるリキッドハンドラーでの使用に適しています。



Webで詳細をチェック！

製品紹介ページ



動画でチェック！



お問い合わせはこちら！



## Tube Type

### Type-F

- サイズ  
15mL / 50mL
- セブタム  
クロスカット / 未カット

※画像は15mLのチューブ



- ✓ Falcon 遠心チューブを使用
- ✓ 確立されたチューブ規格
- ✓ 業界標準フォーマット

### Jet

- サイズ  
15mL / 50mL
- セブタム  
クロスカット / 未カット

※画像は50mLのチューブ



- ✓ 標準的なコニカル遠心チューブを使用
- ✓ Type-Fと同じセブタムキャップ技術
- ✓ 比較的安価

## Line UP (品番一覧)

キャップ付きチューブおよびキャップ単体を販売しています。  
使用する針やピペットの形状に合わせてチューブタイプ、サイズ、カットの有無を選択できます。

| 製品概要                      | セブタム形状 | チューブタイプ |       |       |       |
|---------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|
|                           |        | Type-F  |       | Jet   |       |
|                           |        | 15mL    | 50mL  | 15mL  | 50mL  |
| キャップ付き<br>チューブ<br>(25個入り) | クロスカット | 1F711   | 1F911 | 1J711 | 1J911 |
|                           | 未カット   | 1F721   | 1F921 | 1J721 | 1J921 |
| キャップ単体<br>(25個入り)         | クロスカット | -       | 1F910 | 1J710 | 1J910 |
|                           | 未カット   | -       | 1F920 | 1J720 | 1J920 |

### ■材質

- ・チューブ：PP（ポリプロピレン）
- ・キャップ：HDPE（高密度ポリエチレン）
- ・セブタム：FDA適合グレードシリコン

※本製品の各構成部材には動物由来原料は使用されておらず、TSE/BSEフリーです。

※Type-Fキャップは、Falcon 遠心チューブ用に設計されており、Jet キャップは SeptaSecure™ Jet チューブ用に設計されているため、他メーカーのチューブとの互換性は、規格の違いにより異なる場合があります。