

新型コロナウイルス関連製品!! PCRポジティブコントロールに最適な 非感染性の完全ゲノム!!

【特長】

- ・PCR、リアルタイムPCRのコントロールに最適
- ・精製された完全ゲノム
- ・非感染性
- ・凍結乾燥品
- ・再懸濁量は50 μ l

本製品は再懸濁してから使用する製品です。PCRやリアルタイムPCRの定量化されたポジティブコントロールのために設計されており、目的のターゲットの増幅が可能です。株や配列情報をメーカーウェブサイトにて確認可能な製品もございます。



キット内容

- ・RNA(凍結乾燥)
- ・分子生物学的グレード水(再懸濁用)

製品の濃度

RNA 12,500~20,000 コピー/ μ l
※濃度に関する正確な情報は、キット内の添付書類に記載されています。

保存温度

凍結乾燥時：2~8 $^{\circ}$ C
再懸濁時：-70~-90 $^{\circ}$ C
※繰り返しの凍結融解は避けてください

製品紹介

製品名	税別価格	品番
AMPLIRUN® SARS-CoV-2 RNA CONTROL	¥ 67,000	MBC137-R
AMPLIRUN® CORONAVIRUS SARS (2003) RNA CONTROL	¥ 67,000	MBC136-R
AMPLIRUN® MERS CORONAVIRUS RNA CONTROL	¥ 67,000	MBC132
AMPLIRUN® CORONAVIRUS OC43 RNA CONTROL	¥ 67,000	MBC135-R
AMPLIRUN® CORONAVIRUS RNA CONTROL	¥ 67,000	MBC090



まとめ買いの価格設定があります!!

Amplirun®を組合せ自由で3個、5個、10個購入時は、以下の価格での提供が可能です。

製品名	税別価格	品番
AMPLIRUN 組み合わせ自由 3個	¥ 159,000	MBC-custom-3
AMPLIRUN 組み合わせ自由 5個	¥ 252,000	MBC-custom-5
AMPLIRUN 組み合わせ自由 10個	¥ 484,000	MBC-custom-10