

PCRやNGS解析のポジティブコントロールに最適な非感染性の完全ゲノム!! AMPLIRUN® DNA/RNA CONTROL

vircell
MICROBIOLOGISTS



お得なセット価格

組み合わせ自由 3点

¥ 243,000-

組み合わせ自由 5点

¥ 376,000-

組み合わせ自由 10点

¥ 712,000-

Vircell社のAMPLIRUN DNA/RNA コントロールは感染症病原体の精製済み完全ゲノムを含む製品です。リアルタイムPCRやNGS解析等に、定量されたポジティブコントロールとしてご利用いただけます。130種類を超える感染症病原体のDNA/RNAコントロールをラインアップしています。

キット内容

- ・感染症病原体 DNA or RNA
- RNA 12,500~20,000 コピー/μl (凍結乾燥)
- DNA 10,000~20,000 コピー/μl (凍結乾燥)
- ※コピー数の幅が異なる製品がございますので、詳細はお問合せください。
- ・再構成用水

保存温度

- 凍結乾燥(再懸濁前) : 2~8℃
- 再構成後 : RNA -70~-90℃
- DNA -5~-40℃
- ※繰り返し凍結融解は避けてください



病原体一覧

アcantアメーバ	デングウイルス 1型	レジオネラ・ニューモフィラ	RSウイルス A型
アデノウイルス 41型	デングウイルス 2型	シャーガスリーシュマニア	RSウイルス B型
アデノウイルス	デングウイルス 3型	幼児リーシュマニア	ライノウイルス
アスペルギルス・フミガタス	デングウイルス 4型	リステリア・モノサイトゲネス	リケッチャ・コノーライ
アストロウイルス	東部ウマ脳炎ウイルス	マヤロウイルス	ロスリバーウイルス
パチルス・セレウス	エコーウイルス 11型	麻疹ウイルス	ロタウイルス
バルトネラ・ハンセラ	エコーウイルス 5型	中東呼吸器症候群コロナウイルス (MERS-CoV)	風疹ウイルス
バルトネラ・クインタナ	エンテロコッカス フェカリス (腸球菌) VanB型	メタニューモウイルス	サルモネラ・エンテリティディス (腸炎菌)
BKポリオマウイルス	エンテロコッカス フェカリス (腸球菌) VanA型	モラクセラ・カタリス	サルモネラ・ティフィ (チフス菌)
バラ百日咳菌	エンテロウイルス 68型	ムンプスウイルス (おたふくかぜウイルス)	サポウイルス
バラ百日咳菌	エンテロウイルス 71型	マイコバクテリウム・アビウム	新型コロナウイルス
百日咳菌	エプスタイン・バル・ウイルス (EBウイルス)	マイコバクテリウム・イントラセルラーレ	シゲラ・フレクスネリ (フレキシネル赤痢菌)
ボレリア・アフゼリイ	腸管凝集性大腸菌 (EAEC)	マイコバクテリウム・カンサシイ	セントルイス脳炎ウイルス
ボレリア・ブルグドルフェリ	腸管侵入性大腸菌 (EIEC)	マイコバクテリウム・ツベルクローシス (結核菌)	黄色ブドウ球菌 (mecA-)
ボレリア・ガリニイ	腸管病原性大腸菌 (EPEC)	マイコバクテリウム・アルセラシス	黄色ブドウ球菌 (mecA+)
ブルセラ・アポルタス	毒素原性大腸菌 (ETEC)	マイコプラズマ・ゲニタリウム	ストレプトコッカス・アガラクティエ
キャンピロバクター・ジェジュニ	ヘモ毒素産生性大腸菌 (VTEC)	マイコプラズマ・ホミニス	肺炎レンサ球菌
カンジダ・アルビカンス	フランシセラ・ツラレンシス (野兔病菌)	マイコプラズマ・ニューモニエ (肺炎マイコプラズマ)	ダニ媒介性脳炎ウイルス
カンジダ・アウリス	ガードネラ・バギナリス	ナイセリア・ゴノレエ (淋菌)	トスカーウイルス
チクングニアウイルス	ランブル鞭毛虫	髄膜炎菌 A群	トキソプラズマ
クラミジア・トラコマチス	ヘモフィラス・デュクレイ (軟性下疳菌)	髄膜炎菌 B群	トレボネマ・パリダム (梅毒トレボネマ)
クラミドフィラ・ニューモニエ	インフルエンザ菌	髄膜炎菌 C群	臈トリコモナス
クラミドフィラ・シタシ	ヘリコバクター・ピロリ (ピロリ菌)	ノロウイルス	トリパノソマ・クルーシ
クロストリジウム・ディフィシル	単純ヘルペスウイルス 1型	新型インフルエンザ A H1N1	ランゲルトリパノソマ
コクシジオイデス・イミチス	単純ヘルペスウイルス 2型	オリエンティア・ツツガムシ	ウレアプラズマ・パルハム
ヒトコロナウイルス NL63	ヒトヘルペスウイルス 6型	オロブーシェウイルス	ウレアプラズマ・ウレアリティカム
ヒトコロナウイルス OC43	ヒトヘルペスウイルス 8型	パピローマウイルス 16型	水痘帯状疱疹ウイルス
コロナウイルス	ヒトパラインフルエンザウイルス 1	パピローマウイルス 18型	ペネズエラウマ脳炎ウイルス
SARSコロナウイルス	インフルエンザ A H1	パラインフルエンザ 1型	ピリオ・コレラエ (コレラ菌)
コクシエラバネティー	インフルエンザ A H3	パラインフルエンザ 2型	ウエストナイルウイルス
コクサッキー A6型	インフルエンザ A H5	パラインフルエンザ 3型	西部ウマ脳炎ウイルス
コクサッキー B1型	インフルエンザ B	パラインフルエンザ 4A型	黄熱ウイルス
コクサッキー B5型	日本脳炎ウイルス	ヒトパレコウイルス 1型	エルシニア・エンテロコリチカ (腸炎エルシニア)
クリプトコックス・ネオフォルマン	JCウイルス	パルボウイルス B19型	ジカウイルス (アジア系統)
クリプトスポリジウム	クレブシエラ・ニューモニエ NDM-1型	熱帯熱マラリア原虫	ジカウイルス

130種類以上の
ラインアップ

製品名	税別価格	品番
AMPLIRUN® DNA/RNA CONTROL 単品購入時	¥ 107,000-	MBC***-R
AMPLIRUN® DNA/RNA CONTROL 組み合わせ自由 3点	¥ 243,000-	MBC-custom-3
AMPLIRUN® DNA/RNA CONTROL 組み合わせ自由 5点	¥ 376,000-	MBC-custom-5
AMPLIRUN® DNA/RNA CONTROL 組み合わせ自由 10点	¥ 712,000-	MBC-custom-10

※MBC138-R、MBC139-R、MBC140-R、MBC141-R、MBC143-R、MBC145-R、MBC146-R は対象外です。

フィルジェン 株式会社

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : support@filgen.jp

URL : https://filgen.jp/



代理店

(Feb.2026)