

de
medi
tec獣医学分野
ELISAキットYour partner in...
veterinary
...diagnostics

ラット、マウス、イヌ、ネコ、ウシ、ウマなどのさまざまな動物用のELISAキットをラインアップしています。世界的にユニークなものも含め、多くの動物種固有の検査キットを提供しており、CROや製薬研究でよく使用されます。

 ラット・マウス

| 品番 | 品名 | 動物種 | インキュベーション時間 | スタンダード範囲 | 感度 | 最終サンプル量 | サンプルタイプ |
|---------|--|---------|-------------|---------------|------------|---------|---------|
| DEE025 | 【インスリン様成長因子I】 IGF-I mouse/rat ELISA | ラット、マウス | 2時間 | 0.5-18ng/ml | 0.315ng/ml | 50µl | 血清、血漿 |
| DEV8811 | 【インスリン】 Insulin rat ELISA | ラット | 2時間30分 | 0.156-10ng/ml | 0.1ng/ml | 20µl | 血清、血漿 |
| DEV9911 | 【テストステロン】 Testosterone rat/mouse ELISA | ラット、マウス | 1時間30分 | 0.1-25ng/ml | 0.066ng/ml | 10µl | 血清、血漿 |
| DEV9922 | 【コルチコステロン】 Corticosterone rat/mouse ELISA | ラット、マウス | 2時間30分 | 15-2,250ng/ml | 6.1ng/ml | 10µl | 血清、血漿 |
| DEV9977 | 【甲状腺刺激ホルモン】 TSH rat ELISA | ラット | 18-20時間 | 2.5-80ng/ml | 0.081ng/ml | 25µl | 血清 |
| DEV9988 | 【プロゲステロン】 Progesterone rat/mouse ELISA | ラット、マウス | 1時間30分 | 0.4-100ng/ml | 0.156ng/ml | 10µl | 血清、血漿 |
| DEV9999 | 【エストラジオール】 Estradiol rat ELISA | ラット | 3時間30分 | 5-1,280pg/ml | 2.5pg/ml | 75µl | 血清 |

 ウマ

| 品番 | 品名 | 動物種 | インキュベーション時間 | スタンダード範囲 | 感度 | 最終サンプル量 | サンプルタイプ |
|---------|---|-----|-------------|--------------|------------|---------|---------|
| DE1298 | 【妊馬血清性ゴナドトロピン】 PMSG ELISA | ウマ | 2時間30分 | 25-800mIU/ml | - | 50µl | 血清 |
| DEV9933 | 【エストロン-3-硫酸塩】 Estrone-3-Sulfate equine ELISA | ウマ | 2時間 | 5-1,000ng/ml | 0.424ng/ml | 20µl | 血清 |

 ウシ

| 品番 | 品名 | 動物種 | インキュベーション時間 | スタンダード範囲 | 感度 | 最終サンプル量 | サンプルタイプ |
|-------------|----------------------------|----------------|-------------|----------|----|---------|---------|
| DECOXVT0600 | 【抗コキシエラ抗体】 Coxiella vet | ウシ、 その他の哺乳類 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |

 鳥類

| 品番 | 品名 | 動物種 | インキュベーション時間 | スタンダード範囲 | 感度 | 最終サンプル量 | サンプルタイプ |
|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----------|----|---------|---------|
| DERIEMVT0880 | 【抗リエメラ抗体】 Riemerella vet | シチメンチョウ、 その他の鳥類 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |

※Web版では、品番をクリックするとメーカーWebサイトで製品詳細をご覧いただけます。



| 品番 | 品名 | 動物種 | インキュベーション時間 | スタンダード範囲 | 感度 | 最終サンプル量 | サンプルタイプ |
|-------------|---|-----|-------------|----------|----|---------|---------|
| DEFELVT4800 | 【猫白血病ウイルス抗原】 Feline Leukemia Virus (FeLV) Antigen ELISA | ネコ | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |
| DEFIPVT0870 | 【抗猫コロナウイルス抗体】 Feline Corona Virus (FCoV/FIP) ELISA | ネコ | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |
| DEFIVVT0750 | 【抗猫免疫不全ウイルス抗体】 Feline Immunodeficiency Virus (FIV) ELISA | ネコ | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |
| DEFPVVT0910 | 【抗猫パルボウイルス抗体】 Feline Parvovirus (FPV) ELISA | ネコ | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |



| 品番 | 品名 | 動物種 | インキュベーション時間 | スタンダード範囲 | 感度 | 最終サンプル量 | サンプルタイプ |
|-------------|--|----------------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|
| DE0310 | 【抗リーシマニア抗体】 Leishmania ELISA | イヌ、 その他の哺乳類 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |
| DE2480 | 【抗犬アデノウイルス抗体】 CAV (Canine Adeno Virus) Ab ELISA | イヌ | 2時間15分 | 定性/定量 | - | 100µl | 血清、血漿 |
| DEV9955 | 【甲状腺刺激ホルモン】 TSH canine ELISA | イヌ | 2時間30分 | 0.2-5.2ng/ml | 0.00002ng/ml | 100µl | 血清、血漿 |
| DEBORVT0040 | 【抗ボルレリア抗体】 Borrelia vet ELISA | イヌ、 その他の哺乳類 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |
| DEEHRVT0930 | 【抗エーリキア抗体】 Ehrlichia vet ELISA | イヌ、 その他の哺乳類 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |
| DEMEAVT0330 | 【抗犬ジステンパーウイルス抗体】 Canine Distemper Virus (CDV) | イヌ | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |
| DEPARVT0370 | 【抗犬パルボウイルス抗体】 Canine Parvovirus (CPV) | イヌ | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |



| 品番 | 品名 | 動物種 | インキュベーション時間 | スタンダード範囲 | 感度 | 最終サンプル量 | サンプルタイプ |
|--------------|--|-----|-------------|------------|----|---------|---------|
| DECOX1VT0600 | 【抗コクシエラI相菌抗体】 Coxiella Phase 1 vet ELISA | 多種 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清、ミルク |
| DECOX2VT0600 | 【抗コクシエラII相菌抗体】 Coxiella Phase 2 vet ELISA | 多種 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清、ミルク |
| DEDIRVT4760 | 【デロフィリア抗原】 Dirofilaria Antigen vet ELISA | 多種 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |
| DEECHVT0130 | 【抗エキノкокクス抗体】 Echinococcus vet | 多種 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |
| DEGIAVT4160 | 【ジアルジア抗原】 Giardia Antigen vet | 多種 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 糞便 |
| DETICVM0440 | 【抗TBE/FSME IgM抗体】 TBE/FSME IgM vet | 多種 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |
| DETICVT0440 | 【抗TBE/FSME抗体】 TBE/FSME vet | 多種 | 1時間45分 | 50-300U/ml | - | 100µl | 血清 |
| DETOCVT0450 | 【抗トキソカラ抗体】 Toxocara vet | 多種 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |
| DETRIVT0480 | 【抗トリキネラ抗体】 Trichinella vet | 多種 | 1時間45分 | Cut-off | - | 100µl | 血清 |

※Web版では、品番をクリックするとメーカーWebサイトで製品詳細をご覧いただけます。

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : https://filgen.jp/

代理店

(Sep.2022)