

# 逆転写 & RT-PCR

製品	1Step RT PCR Kit (品番 : RTK0201)	HighScriber™Reverse Transcriptase Mix, 20X (品番 : RTM0301)	qScriber™cDNA Synthesis Kit (品番 : RTK0101、RTK0104)	SecurRIN™Rnase Inhibitor, 40u/μl (品番 : RNI0301、RNI0305)
	一本のチューブでOne-step RT PCR	高温でのロングトランスクリプトの cDNA合成	qPCRのための偏りのないcDNA合成	RNaseからの高度なRNA保護
cDNA合成を高める	●	●	●	NA
GClッチで複雑なテンプレート	●	●	●	NA
15kbまでの完全長cDNAの転写		●		NA
高感度	●	●	●	NA
ワンステップRT-PCR	●			NA
2ステップTR-PCR		●	●	NA
2ステップTR-qPCR		●	●	NA
RNaseからのRNA保護	●	●	●	●
内容物	・1Step RT PCRマスターミックス ・RT2 Mix ・PCR水	・Reverse Transcriptase Mix ・バッファー	・酵素ブレンド ・反応Mix ・PCR水	・RNase Inhibitor

NA= Not Applicable