

ホットスタートPCR

製品	ALLin™ buffer with dNTPs	高速サイクリング	GC/ATリッチPCR	高感度	高収量	フィデリティ VS Taq	製品サイズ	ダイレクトPCR	マルチプレックスPCR	クローニング
ALLin™ Hot Start Taq Polymerase, 5u/μl	●	●	●●	●●	●	1X	6kb	●●	●●	TA
ALLin™ Hot Start Taq Mastermix, 2X	●	●	●	●●	●	1X	6kb	●●	●●	TA
ALLin™ HS Red Taq Mastermix, 2X	●	●	●	●●	●	1X	6kb	●●●	●●	TA
ALLin™ RPH Polymerase, 5u/μl	●	●	●●	●	●	~5X	35kb	●●	●●	TA
ALLin™ RPH Mastermix, 2X	●	●	●	●	●	~5X	35kb	●●	●●	TA