

～2025年4月22日
サンプル受領
および
正式ご注文分まで！

新年度スタートアップ キャンペーン

NGS用バイオインフォマティクス 無料プレゼント！

キャンペーン期間中に対象サービスをご利用いただいたお客様に、オプションのバイオインフォマティクス解析パッケージを無償提供いたします。この機会に是非ご利用ください！

対象サービス



真核生物用mRNA-seq 受託解析サービス

サービス仕様

- シークエンス条件：illumina Novaseq X, PE150bp
 - 作業内容：QCチェック、mRNA濃縮、ライブラリー調製、シークエンス作業
- ※ライブラリー種類をご選択ください：ストランド特異性ライブラリー / ストランド非特異性ライブラリー
- FASTQ納品

19,500円(税別) / サンプル

- ※ 6Gb/サンプルを、6サンプル以上でご依頼の場合の価格例です。
- ※ サンプル輸送費および記録メディア (HDD/USB) 費が別途必要です。



ヒト全エクソームシークエンス 受託解析サービス

サービスの仕様

- エクソームキャプチャー：SureSelect Human All Exon v6 (Agilent)
 - シークエンス条件：illumina Novaseq X, PE150bp, 100x
 - 作業内容：QCチェック、エクソームキャプチャ、ライブラリー調製、シークエンス作業
- FASTQ納品

29,000円(税別) / サンプル

- ※ 4サンプル以上でご依頼の場合の価格例です。
- ※ サンプル輸送費および記録メディア (HDD/USB) 費が別途必要です。


解析パッケージ詳細は裏面をご覧ください！

バイオインフォマティクス解析内容


下記の一連の解析が含まれます

真核生物用mRNA-seq解析パッケージ

参照ゲノム有りの場合




参照ゲノム有りの場合




ヒト全エクソームシーケンス解析パッケージ

疾患サンプル用



腫瘍サンプル用



※ 弊社が提供するサービスは研究用途に限り、医療・診断目的にはご使用いただけません。

Filgen フィルジエン株式会社

【お問い合わせ】 受託解析部

TEL : 052-624-4388 E-mail : support@filgen.jp

URL : <https://filgen.jp/>

代理店