

NEW  
SERVICE

# シングルセルシーケンス 受託解析サービス

## 受託サービスフロー

サンプル調製、ライブラリー調製、シーケンス、データQCから、バイオインフォマティクス解析まで、高品質でプロフェッショナルなサービスを提供します。各ステップは、高い科学水準と綿密な設計に則って実施され、高品質の研究データを提供いたします。



## サンプル条件

サービスタイプ	サンプル量	細胞生存率
出張解析サービス	少なくとも50,000細胞	細胞生存率：>80% 細胞サイズ：< 40 $\mu$ m
凍結細胞サービス	バイアルあたり1,000,000細胞以上を凍結していただき、少なくとも1.5mLクライオバイアルで2本お送りください。	細胞生存率：凍結前 >85% 細胞サイズ：< 40 $\mu$ m

組織からの解析をご希望の場合にはお問い合わせください！

※本誌掲載のサービスは医療用ではなく、研究用に限定して販売しています。医療品の製造、品質管理、各種診断、治療には使用しないでください。

**フィルジェン 株式会社**

【お問い合わせ】 受託解析部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>



代理店