


進化(evolution)し続ける電子顕微鏡解析をサポート

タッチパネル式
オスミウム・プラズマコーター **EVO**



2023.07
COMING SOON

「スイッチ式」から「タッチパネル式」へ

誰でも簡便に操作可能なオスミウム薄膜製膜装置
再現性よく、より安全な操作性！！

累計販売台数300台以上の実績があるオスミウム・プラズマコーターのタッチパネル式を販売開始します（発売開始予定2023年7月）。


安全性、膜厚の再現性というオスミウム・プラズマコーターの最大の特長を継承しつつ、タッチパネルによるユーザーフレンドリーかつ直感的な操作性を実現したことで、初めて操作される方でも、安全かつ簡単にご使用頂くことが可能です。

新機能


- 積層モードの搭載（同じ膜厚条件の繰り返し自動製膜が可能）
- パスワード設定による使用者の制限
- 操作履歴の確認（日時、膜厚条件など）
- メンテナンス情報の案内（オイル、フィルターの交換時期）

操作画面

メインメニュー




全自動製膜設定



使用言語の設定



オスミウム昇華室の着脱方法



※タッチパネル画面は開発中の情報となります。

※一部機能は開発中のため、実際に販売される仕様と異なる可能性があります。

フィルジェン 株式会社



代理店

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

E-mail : biosupport@filgen.jp URL : https://filgen.jp/

(Jun.2023)