

**3台
限定**

WOLF® G2セルソーター モニター特別価格!!

軽量・コンパクトなマイクロフルイディクス型セルソーター
マイクロ流体カートリッジによるストレスフリーなソーティング

●●● 1レーザー搭載 ●●●

約35%OFF!

通常価格 2,680万円 ⇒ **1,740万円** (税別)

●●● 2レーザー搭載 ●●●

約35%OFF!

通常価格 3,470万円 ⇒ **2,250万円** (税別)



2psi未満のストレスフリーなソーティング 細胞増殖率・生存率を維持

従来のセルソーターの一般的な圧力と比較すると、非常に弱い2psi未満の低圧ソーティングを行います。そのため、細胞にかかるストレスが大きく軽減し、細胞の増殖率・生存率を維持できます。また、シースバッファーとして、お好みのバッファーや培地を使用することが可能です。



クロスコンタミネーションなし&簡単メンテナンス エアロゾルフリーなので感染性のあるサンプルも安全に選別

カートリッジはディスポタイプにつき、流路系の洗浄が不要で、サンプル間のクロスコンタミネーションのおそれなく常に清潔な流路でソーティングを実施できます。カートリッジ内でソーティングを行うため、エアロゾルが発生せず、感染性のあるサンプルでもエアロゾルによる曝露の心配はありません。



軽量・コンパクトなベンチトップサイズ シンプルな操作で初心者でも簡単操作

非常にコンパクトなデザインで、バイオセーフティキャビネット内に設置することができます。ユーザー目線で開発された製品で、操作法の習得が簡単です。初心者でもすぐにお使いいただけます。



シングルセルディスペンサーと連携することで、 ソーティングされた細胞をシングルセル分注可能

専用のシングルセルディスペンサー N1 (別売) と連携することで、細胞をマルチウェルプレートにシングルセル分注することが可能です。96ウェルプレート対応の通常モデルと96 & 384ウェルプレート対応のProモデルの2種類のシングルセルディスペンサーをご用意しています。



WOLF G2 セルソーター

*セルソーター

品名	搭載レーザー	キャンペーン品番	通常価格	モニター特別価格
WOLF G2 Cell Sorter (1レーザーモデル)	488 nm	F-NCB-121488-C24Q1	2,680万円	1,740万円
WOLF G2 Cell Sorter (2レーザーモデル)	488 & 405 nm	F-NCB-122405-C24Q1	3,470万円	2,250万円
	488 & 561 nm	F-NCB-122561-C24Q1		
	488 & 637 nm	F-NCB-122637-C24Q1		

❖❖ モニター特別価格適用では、インタビュー記事、アプリケーションノート作成等の情報提供にご協力をお願いする場合があります ❖❖

*セルソーター 消耗品

品名	容量	品番	税別価格
Microfluidic Sorting Cartridge, Bulk (バルクソーティング用カートリッジ)	3枚	F-NCB-150511	お問合せ
	10枚	F-NCB-150512	お問合せ
Calibration Beads, 1.5 mL (カートリッジ校正用ビーズ)	1.5ml	F-NCB-170111	お問合せ
Holder, Waste Inserts (廃液受け用ホルダー)	20個	F-NCB-310055	お問合せ



専用アクセサリ

*専用シングルセルディスペンサー

品名	対応プレート	品番	税別価格
N1 Single Cell Dispenser	96well	F-NCB-130096	400万円
N1 Single Cell Dispenser Pro	96 & 384well	F-NCB-130384	590万円



*専用シングルセルディスペンサー 消耗品

品名	容量	品番	税別価格
Microfluidic Sorting Cartridge, Single-Cell (シングルセルソーティング用カートリッジ)	3枚	F-NCB-150501	お問合せ
	10枚	F-NCB-150502	お問合せ

*専用冷却・攪拌モジュール

品名	品番	税別価格
CS1 Chiller-Stirrer	F-NCB-131020	210万円



WOLF G2 セルソーター
個別カタログ (PDF)



<https://filgen.jp/Product/SI/Nanocollect/WOLF-G2-Cell-Sorter-Brochure.pdf>

※本モニター特別価格は、メーカーの都合等により、予告なく終了される場合がありますこと、予めご了承ください。

フィルジェン 株式会社 

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(Mar.2024)