

台数
限定

タブレットPC付きデジタル生物顕微鏡 キャンペーン

即納
可能



通常価格

キャンペーン価格

289,000円 → **245,000円** (税別)

2019年3月29日 (金) ご注文分まで・台数限定

特長

- ✓ 10.1インチWindows 10タブレット付き(タッチパネル・着脱可能)
- ✓ 接眼レンズ10x視野数20mm
- ✓ 314万画素デジタルカメラ
- ✓ 白色度の高いX-LED³光源を搭載
- ✓ N-PLANアクロマート対物レンズ(4x、10x、40x、100x(oil/water))
- ✓ 低消費電力(3.6W)で長寿命なLED(65,000時間・1日当たり8時間使用で25年)
- ✓ 教育用から検査用まで幅広い用途で使用可能
- ✓ 専用ソフトウェア「Optika Vision Lite」付属
- ✓ 顕微鏡画像を簡単に撮影可能(静止画、動画、タイムラプス)
- ✓ WiFi、Bluetoothで簡単に別のPCに画像転送可能



OPTIKA社独自のX-LED³光源を搭載

色温度6300Kと白色度が高く、均一な光を提供します。また、従来のハロゲンランプと比較して電気代を90%も節約でき、低消費電力(3.6W)で長寿命(65,000時間・1日当たり8時間使用で25年)な光源です。

取り外し可能

タブレットPC (Windows 10)は脱着可能で、キーボードが付属しているので取り外してノートPCとしても使用できます。



ディスカッション、教育用に最適

タブレットはPCは独自のホルダーを介して簡単に顕微鏡に装着でき、自由に回転させて向きを変えることができます。多人数での観察に最適です。

顕微鏡画像を簡単に撮影・転送

専用ソフトウェア「Optika Vision Lite」を使って、顕微鏡像(静止画・動画・タイムラプス)を簡単に撮影可能です。また、WiFi、Bluetoothを使って別のPCに簡単に画像データを転送できます。

OPTIKA社 日本正規販売代理店

フィルジェン 株式会社 Filgen[®]
biosciences & nanosciences

【お問い合わせ】 科学機器2部

TEL 052-624-4388 (9:00-17:00) FAX 052-624-4389

Email biosupport@filgen.jp URL [https:// filgen.jp/](https://filgen.jp/)

代理店