

抗体アレイ受託解析サービス RayBio® Cytokine Antibody Array

* 本サービスに関する製品情報は、RayBiotech社またはフナコシ株式会社のweb siteより引用・変更しています。

RayBio® Biotin Label-Based Cytokine Antibody Array

特長

- 種々のサイトカインに対する特異的な抗体がスライドガラス上にデュプリケートでスポットされています。搭載タンパク質の最新詳細情報は、弊社web siteをご参照ください。
- 各アレイには、抗体反応チェック用コントロールが搭載されています。
- 細胞培養液中または血清中に存在するタンパク質を1度に解析できます。
- 高感度かつ信頼性の高い結果が得られます。




図 RayBio® Label-Based Arrayの検出例

Price

サービス内容	数量	税別価格	カタログ#
RayBio® Biotin Label-Based Human Antibody Array 1 (L-1000) 受託解析サービス	1サンプル	¥797,000	F-AAH-BLG-1000-1
RayBio® Biotin Label-Based Human Cytokine Antibody Array (L-507) 受託解析サービス	1サンプル	¥406,000	F-AAH-BLG-1
RayBio® Biotin Label-Based Human Obesity Array 1 (L-182) 受託解析サービス	1サンプル	¥298,000	F-AAH-BLG-ADI-1
RayBio® Biotin Label-Based Mouse Cytokine Antibody Array (L-308) 受託解析サービス	1サンプル	¥346,000	F-AAM-BLG-1
RayBio® Biotin Label-Based Rat Cytokine Antibody Array (L-90) 受託解析サービス	1サンプル	¥237,000	F-AAR-BLG-1 *2サンプル以上にて受付
サンプル返却送料	1回	¥2,000	—

* QCシートは、弊社web site「ダウンロード-受託解析のQCシート (<http://www.filgen.jp/catarogue/index-qc.html>)」からご準備、必要事項をご記入の上、サンプルと同送してください。

* スキャンング、データ解析のみをご希望の方は「データマイニングサービス」項をご参照ください。

RayBio® Cytokine Antibody Array

特長

- ・ サイトカインやアポトーシスを同時に多数 (最大274種類) 検出可能です。
- ・ 1枚のスライドガラス上に、4個 (または8個) のサブアレイがスポットされています。
- ・ 解析結果の信頼性を高めるため、同一抗体が複数スポットされています。
- ・ 様々な測定試料 (血清・血漿・細胞培養上清・細胞ライセート・組織ライセート) に適用可能です。
- ・ Human, Mouse, Ratに適用しています (他の動物種との交差性については未確認)。

解析の概要 (How it Works)

サンドイッチELISAと同様に、サンプル中の検出因子 (サイトカインなど) をスライドガラス上に捕捉し、更にビオチン標識サイトカイン抗体混合液、蛍光標識ストレプトアビジンを用いて、蛍光検出します。

Price

使用アレイ	搭載抗体数	使用スライドガラス	税別価格				カタログ#
RayBio® Glass Slide-based Antibody Arrays (G-Series), Human							
RayBio® Human Cytokine Antibody Array G Series 4000 受託解析サービス	274	5枚 series 6, 7, 8, 9, 10	1サンプル	¥1,424,000	5サンプル	お問い合わせ	F-AAH-CYT-G4000- (サンプル数)
			2サンプル	¥1,624,000	6サンプル	お問い合わせ	
			3サンプル	¥1,824,000	7サンプル	お問い合わせ	
			4サンプル	¥2,024,000	8サンプル	お問い合わせ	
RayBio® Human Cytokine Antibody Array G Series 2000 受託解析サービス	174	3枚 series 6, 7, 8	1サンプル	¥861,000	5サンプル	¥1,720,000	F-AAH-CYT-G2000- (サンプル数)
			2サンプル	¥981,000	6サンプル	¥1,840,000	
			3サンプル	¥1,101,000	7サンプル	¥1,960,000	
			4サンプル	¥1,221,000	8サンプル	¥2,080,000	
RayBio® Glass Slide-based Antibody Arrays (G-Series), Mouse							
RayBio® Mouse Cytokine Antibody Array G Series 2000 受託解析サービス	144	3枚 series 3, 4, 5	1サンプル	¥754,000	5サンプル	¥1,547,000	F-AAM-CYT-G2000- (サンプル数)
			2サンプル	¥874,000	6サンプル	¥1,667,000	
			3サンプル	¥994,000	7サンプル	¥1,787,000	
			4サンプル	¥1,114,000	8サンプル	¥1,907,000	
RayBio® Mouse Cytokine Antibody Array G Series 1000 受託解析サービス	96	2枚 series 3, 4	1サンプル	¥707,000	5サンプル	¥1,377,000	F-AAM-CYT-G1000- (サンプル数)
			2サンプル	¥787,000	6サンプル	¥1,457,000	
			3サンプル	¥867,000	7サンプル	¥1,537,000	
			4サンプル	¥947,000	8サンプル	¥1,617,000	
RayBio® Glass Slide-based Antibody Arrays (G-Series), Rat							
RayBio® Rat Cytokine Antibody Array G Series 2 受託解析サービス	34	1枚	1サンプル	¥304,000	5サンプル	¥697,000	F-AAR-CYT-G2- (サンプル数)
			2サンプル	¥344,000	6サンプル	¥737,000	
			3サンプル	¥384,000	7サンプル	¥777,000	
			4サンプル	¥424,000	8サンプル	¥817,000	

* QCシートは、弊社web site「ダウンロード-受託解析のQCシート (<http://www.filgen.jp/catarogue/index-qc.html>)」からご準備、必要事項をご記入の上、サンプルと同送してください。

* スキャンング、データ解析のみをご希望の方は、弊社web siteをご参照ください。

上記以外にも豊富なラインナップをご用意しておりますので、弊社web siteをご覧ください。