


COXEM社製イオンコーターは、SEM用標本前処理のための正確なコーティング制度と簡便な操作を提供します。

仕様・価格

機種	SPT-20
ターゲット	50 mm (Auターゲット付属)
イオン電圧	~1 kV
イオン電流	1~9 mA
コーティング時間	10~500 sec
真空ポンプ	50 L/min推奨
外形寸法・重量	420(w) x 220(d) x 230(h)・10 kg
電源	100-240VAC 50/60Hz 500W
税別価格	¥1,520,000



●SPT-20



スピンコーター



フォトリソ膜等の正確かつ均一な製膜を実現するコンパクトなスピンコーターです。最大50ステップのプロセス設定が50プログラム保存できます。操作性に優れたタッチパネル操作タイプと、従来のボタン操作タイプをラインナップしています。

特長

- 省スペース、コンパクト
- 50ステップ(回転速度、時間)×50プログラム保存可能
- 幅広い基板サイズに対応(最小:10 mm~最大:4インチ)
- オイルレス真空ポンプ、チャック2個付属

仕様・価格

機種	SPIN-1200D	SPIN-1200T
操作パネル	ボタン / モノクロ液晶	タッチパネル
基板サイズ	~4インチ	
回転速度	300~10,000 rpm	
プログラム設定	50ステップ×20プログラム	
ボウルサイズ	8インチ (PP製)	
チャック材質	アルミナ (Anodized Al)、アセタール	
外形寸法	340(w) x 230(d) x 260(h)	
電源	110VAC 50/60Hz 5A	
付属品	チャック (~2インチ用、~4インチ用 各1個)、オイルレス真空ポンプ	
税別価格	¥1,310,000	¥1,430,000



●SPIN-1200T



●PIN-1200D