

タブレットPC付きデジタル生物顕微鏡 B-290TB

OPTIKA
ITALY

B-290TBは、10.1インチのWindowsタブレットと314万画素のカメラがついていますので、簡単に顕微鏡像を観察したり、キャプチャーや解析、共有することが可能です。

このほかにも、N-PLAN対物レンズ、ラックなしステージ、独自の高照度X-LED³光源が搭載されています。タブレットは360°回転させることができるので、グループ・ディスカッションに使用することができます。

特長

- ・取り外し可能な10.1インチWindows 10タブレットつき
- ・視野数20mm
- ・使いやすく安全なベルトドライブ可動ステージ
- ・OPTIKA社独自のX-LED³光源を搭載
- ・高開口数のN-PLANアクロマート対物レンズで均一な画像
- ・光源は低消費電力(3.6W)で長寿命なLED(65,000時間・1日当たり8時間使用で25年)
- ・教育用から検査用まで幅広い用途で使用可能
- ・314画素カメラ、専用ソフトウェアつき



● 実験室グレードのN-PLAN対物レンズ

OPTIKAのN-PLAN対物レンズは、色収差を補正するので、明るく、鮮明で非常に均一な画像を得ることができます。



● 独自のX-LED³光源を搭載

色温度が6300Kで白色度が高く、フラットな光を供給します。また、電気代も90%も節約でき、低消費電力(3.6W)で長寿命LED(65,000時間・1日当たり8時間使用で25年)となっています。



● 直感的でパワフルなソフトウェア

操作が簡単でユーザーフレンドリーなソフトウェアを搭載しているので、簡単に静止画像や動画を保存でき、学生から研究者まであらゆるユーザーに適しています。

価格

製品名	税別価格	カタログ#
デジタル生物顕微鏡 B-290TB (タブレットPC付属)	¥289,000	F-TK-B-290TB

- * 製品は出荷後5年保証です。電子部品や照明部は2年保証となります。ヒューズとバッテリーは保証対象外となります。
- * 別売りアクセサリーのラインナップ・価格は弊社までお問い合わせください。
- * OPTIKA社の別機種の顕微鏡についても、別途お問い合わせください。

NEW

科学機器

● タブレットPC付きデジタル生物顕微鏡