

# 抽出キット年度末キャンペーン!!

## 対象商品2個以上ご注文で

キャンペーン期間：  
2018/2/19～2018/3/31

# 25%OFF!!

Geneaid社の抽出キットを2個以上ご注文いただくと、対象商品が25%OFFでご購入いただけます。

DNAやRNAなど、各種核酸抽出にご利用いただける製品が数多く対象となっています。

ぜひ、この機会にお買い求めください!!



### 【対象商品群】

- [DNA/RNA/Protein Purification](#)
- [Genomic DNA Purification](#)
- [Magnetic Beads Nucleic Acid Purification](#)
- [Plasmid DNA Purification](#)
- [Post Reaction DNA Purification](#)
- [Total RNA Purification](#)
- [Viral Nucleic Acid Purification](#)

このほか、PCR用のポリメラーゼも対象商品に!!

キャンペーン  
対象品は全  
部で100種  
類以上!!

対象商品の一例は裏面へ

# 対象商品の一例

対象商品であれば、ご購入の組み合わせは自由です。同じ製品を2個以上、または異なる製品を各1製品ずつで2個以上など、お客様のご要望に合わせてご自由に組み合わせていただけます。対象商品は豊富にご用意していますので、以下の一例以外の製品も、弊社ホームページからぜひご覧ください。

## DNA/RNA/Protein Purification

製品名	サイズ	キャンペーン価格(税別)	カタログ#
<b>Presto™ DNA/RNA Extraction Kit</b> ゲノムDNAとtotalRNAを同時に抽出精製するスピニングキット	50 preps/kit	¥42,000⇒ <b>¥31,500</b>	DR050
<b>Presto™ DNA/RNA/Protein Extraction Kit</b> ゲノムDNAとtotalRNAおよび全タンパク質を同時に抽出精製するスピニングキット	50 preps/kit	¥42,000⇒ <b>¥31,500</b>	DRP050

## Genomic DNA Purification

製品名	サイズ	キャンペーン価格(税別)	カタログ#
<b>gSYNC™ DNA Extraction Kit</b> 全血、血清、血漿、パフィーコート、体液、培養細胞、組織、FFPE組織、羊水、毛髪、昆虫、精子などからゲノムDNAを抽出精製するためのスピニングキット	100 preps/kit	¥40,000⇒ <b>¥30,000</b>	GS100
<b>Genomic DNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell)</b> 全血、パフィーコート、培養細胞からゲノムDNAを抽出精製するためのスピニングキット	100 preps/kit	¥37,000⇒ <b>¥27,750</b>	GB100

## Magnetic Beads Nucleic Acid Purification

製品名	サイズ	キャンペーン価格(税別)	カタログ#
<b>Magnetic Beads PCR Cleanup Kit</b> PCR産物またはその他の酵素反応液から、DNAを回収/濃縮するための磁気ビーズキット	96 rxn	¥34,000⇒ <b>¥22,500</b>	MC096
<b>Magnetic Beads DNA Extraction Kit (Plant)</b> 植物サンプルから、ゲノムDNAを抽出精製するための磁気ビーズキット	96 rxn	¥45,000⇒ <b>¥33,750</b>	MP096

## Plasmid DNA Purification

製品名	サイズ	キャンペーン価格(税別)	カタログ#
<b>High-Speed Plasmid Mini Kit</b> 1-5mLの細菌培養液からプラスミドDNAおよびコスミドDNAを抽出精製するためのスピニングキット	300 preps/kit	¥40,000⇒ <b>¥30,000</b>	PD300
<b>Presto™ Endotoxin Free Mini Plasmid Kit</b> 1-5mLの大腸菌培養液からトランスフェクショングレードのプラスミドDNAを抽出精製するためのスピニングキット	100 preps/kit	¥32,000⇒ <b>¥24,000</b>	PEH100

## Post Reaction DNA Purification

製品名	サイズ	キャンペーン価格(税別)	カタログ#
<b>Small DNA Fragments Extraction Kit</b> アガロースゲルまたはPCR産物、その他の酵素反応産物から鎖長40-200bpのDNA断片を回収、濃縮、精製するためのスピニングキット	300 preps/kit	¥40,000⇒ <b>¥30,000</b>	DF301

## Total RNA Purification

製品名	サイズ	キャンペーン価格(税別)	カタログ#
<b>Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell)</b> ヒト全血及び培養細胞からtotal RNAを抽出精製するためのスピニングキット	50 preps/kit	¥40,000⇒ <b>¥30,000</b>	RB050

## Viral Nucleic Acid Purification

製品名	サイズ	キャンペーン価格(税別)	カタログ#
<b>Viral Nucleic Acid Extraction Kit III</b> セルフリーサンプル(血清、血漿、体液、ウイルス感染細胞培養上清など)からウイルスDNA/RNAを抽出精製するためのスピニングキット	50 preps/kit	¥40,000⇒ <b>¥30,000</b>	VI050

詳細なキャンペーンリストは弊社ホームページをご覧ください。

[http://www.filgen.jp/Product/Bioscience4/Geneaid/Geneaid\\_Campaign\\_List\\_201803.xlsx](http://www.filgen.jp/Product/Bioscience4/Geneaid/Geneaid_Campaign_List_201803.xlsx)

弊社トップページ、または右記のQRコードからご覧いただけます。



**フィルジェン株式会社** 

(代理店)

【お問い合わせ】バイオサイエンス部

TEL: 052-624-4388 FAX: 052-624-4389

Email: biosupport@filgen.jp URL: www.filgen.jp

(18Feb)