

# 2018年新年度! スプリングキャンペーン

ScanSens社のSPMプローブに乗り換えるなら今!!

期間：2018年4月1日～5月31日受注分まで!

キャンペーン対象製品が

# 15% OFF

## 特長


- ほぼ全てのAFM・SPM装置で使用可能
- 高品質、高再現性を実現
- ラインナップはスタンダード、高分解能、高アスペクト比プローブなど、約100種類!
- 導電性プローブはSCM、SKM、SRI、EFM、IV曲線分光法、電圧リソグラフィ用途に最適
- 高耐久性、高摩耗性プローブによる低ランニングコスト
- 単結晶ダイヤモンドプローブの発売開始!

# 製品ラインナップ

## ETALONプローブ

カンチレバーはパラメーターのばらつきが少なく、高精度（±10%）の共振周波数。  
1つのチップ上に2つのレバーを配置。


キャンペーン価格（税別） ~~¥81,000~~ ⇒ **¥68,850**～



## 単結晶ダイヤモンドプローブ

ダイヤモンドの低表面エネルギーにより、粘着性、生物サンプルの長時間測定が可能。  
標準的なシリコンプローブよりも摩耗は約10倍低い。


キャンペーン価格（税別） ~~¥177,000~~ ⇒ **¥150,450**～



## 高分解能プローブ

曲率半径1nmのダイヤモンドライクカーボンのチップにより、数nmサイズのサンプルの高分解像度を得るのに最適。  
高い耐久性により、長時間の測定に有効。

キャンペーン価格（税別） ~~¥170,000~~ ⇒ **¥144,500**～



品名	レバー数	共振周波数 (kHz) Typ	力定数 (N/m) Typ	曲率半径 (nm)	裏面コート	ティップコート	容量 (chips)	キャンペーン価格 (税別)	カタログ#
スタンダードプローブ	1	150	5.1	6	Au	-	15	¥90,000 ⇒ <b>¥76,500</b>	NSG01/15
導電性プローブ	1	320	40	~35	PtIr	PtIr	15	¥104,000 ⇒ <b>¥88,400</b>	NSG30/Pt/15
磁気プローブ	1	70	3	40	Al	CoCr	15	¥160,000 ⇒ <b>¥136,000</b>	MFM01/15
ダイヤモンドコートプローブ	A B	380 230	34 17	100	Au	Diamond	15	¥237,000 ⇒ <b>¥201,450</b>	HA_HR_DCP/15
スーパーシャーププローブ	1	320	40	2	Al	-	10	¥158,000 ⇒ <b>¥134,300</b>	NSG30_SS/10
ウイスキープローブ	1	255	11.5	10	Au	-	5	¥113,000 ⇒ <b>¥96,050</b>	NSC05_10°/5
TOP VISUALプローブ	1	300	50	6	Au	-	15	¥137,000 ⇒ <b>¥116,450</b>	VIT_P/IR/15

**このほか対象製品多数!!詳しくは弊社までお問合せ下さい。**

**フィルジェン 株式会社**    
 biosciences & nanosciences

【お問い合わせ】試薬グループ

TEL 052-624-4388 FAX 052-624-4389

Email biosupport@filgen.jp URL www.filgen.jp

代理店

(18 Apr)