

大人気!!

CDI LABS  
NEXTGEN PROTEOMICS™

# プロテインアレイ受託解析サービス 年末年始特別キャンペーン!!

サンプル数：2-20

期間：2023年11月1日-2024年1月31日

**15%**  
**OFF**

6サンプルの場合

通常価格

3,100,000円(税別)

キャンペーン期間の  
ご注文に限り!

キャンペーン価格

**2,635,000円(税別)**

## HuProt™ Human Proteome Microarrayとは

世界最大級となる21,000以上のタンパク質を搭載したプロテインアレイです。  
ヒトタンパクの約81%を搭載しており、網羅的なスクリーニング解析にオススメ!!

血清・血漿中の抗体におけるバイオマーカー探索を行いたい!

抗体サンプルの特異性を評価したい!

タンパク質間相互作用について網羅的に解析したい!

など、様々な用途に利用可能です!



QRコードからカタログ  
ダウンロード(pdf)

詳しくは弊社までお問合せください!

フィルジェン 株式会社

【お問い合わせ】 受託解析部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : https://filgen.jp/

Filgen®  
biosciences & nanosciences

代理店

(Nov.,2023)