

# DNAメチル化アレイ受託解析サービス サマーキャンペーン


## Infinium® MethylationEPIC BeadChip Array

ゲノム全体にわたる85万以上のメチル化部位を1塩基の解像度で定量可能  
多検体のエピゲノムワイド関連解析(EWAS)に最適!!

2020年7月1日～2020年9月30日ご注文分まで

**AKESOgen**  
Genomics by Design

本サービスは弊社提携企業であるAKESOgen社で解析を実施いたします。AKESOgen社は、本アレイについて世界最大級のプロバイダーとして開発元のillumina社から評価されている企業です。経験豊富な専門家によりCLIA/CAP認定ラボで実施された高品質で正確なデータをご提供いたします!



### メチル化の専門家が選んだコンテンツを搭載

- ◆ CpGアイランド以外のヒトCpGサイト
- ◆ ヒト幹細胞で同定された非CpGサイトのメチル化領域(CHHサイト)
- ◆ ヒト腫瘍細胞と正常細胞間で確認された異なるメチル化を示す領域
- ◆ FAMTOM5 エンハンサー
- ◆ ENCODEオープンクロマチンとエンハンサー
- ◆ DNase高感受性部位
- ◆ miRNAプロモーター領域
- ◆ Human Methylation450K BeadChip (illumina社) に搭載されているコンテンツの90%以上

### キャンペーン価格

1サンプル: **80,000円** (税別)

※8サンプル単位での受注受付

※海外提携先へのサンプル輸送費と記録メディア費が別途発生します。

### ボリュームディスカウント

24サンプル以上で **76,000円**/サンプル **5%off**

48サンプル以上で **72,000円**/サンプル **10%off**

72サンプル以上で **64,000円**/サンプル **20%off**

96サンプル以上で **56,000円**/サンプル **30%off**

**フィルジェン 株式会社** 

【お問い合わせ】受託解析部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

E-mail : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(Jun.,2020)