

RayBio[®] Label-Based Antibody Array 受託解析サービス キャンペーン


数百～数千種類のタンパク質を同時に検出

[キャンペーン対象] RayBio[®] Label-Based (L-Series) 全製品

RayBiotech社製の抗体アレイ(Lシリーズ)の高密度アレイプラットフォームを使用することで、数百～数千のタンパク質を同時に検出することができます。
サイトカインや成長因子、受容体、アディポカイン、プロテアーゼ、シグナル伝達タンパク質などの関心の強いターゲットを中心に幅広くラインアップしています。

ハイスループットな発現プロファイリング、バイオマーカーの探索、薬剤の潜在的な分子標的の発見など、様々な研究用途にご利用いただけます。
本サービスの解析作業は、フィルジェン社内ラボ(名古屋)にて実施いたします。

データ例: Human L-Series 507



4サンプル

15% OFF

8サンプル

20% OFF

使用キット名	測定項目数	税別価格 ※	カタログ#
RayBio [®] Label-Based (L-Series) Human L507 Array, Glass Slide	507抗体	¥912,000 ¥ 775,200	F-AAH-BLG-1
RayBio [®] Label-Based (L-Series) Mouse L308 Array, Glass Slide	308抗体	¥796,000 ¥ 676,600	F-AAM-BLG-1
RayBio [®] Label-Based (L-Series) Rat L2 Array, Glass Slide	500抗体	¥928,000 ¥ 788,800	F-AAL-BLG-2
RayBio [®] Label-Based (L-Series) Rabbit L1 Array, Glass Slide	500抗体	¥1,176,000 ¥ 999,600	F-AAL-BLG-1

※4サンプル単位での受付となります。掲載価格は4サンプルの解析費用です。

キット手配～サンプル間の相対的な発現変動解析の費用を含みます。

*サンプル数-1の個別比較、または群数-1の群比較のどちらかの比較解析に対応



このほか、詳細は弊社ホームページへ

<https://filgen.jp/Product/Bioscience/RayBiotech/L/>

本サービスは研究用に限定して販売しています。医療品の製造、品質管理、各種診断、治療には使用しないでください。

フィルジェン 株式会社



代理店

【お問い合わせ】 受託解析部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

(Jan., 2023)