

**203生物種（30,424プローブセット）を1枚のアレイに搭載
わずか130ngのトータルRNAから、包括的なmiRNAプロファイリング!!**

GeneChip[™] miRNA 4.0 Array 受託解析 **オータムキャンペーン**



**キャンペーン
価格**

通常価格：70,000円

60,000 円(税別) / サンプル

※ 2 サンプル以上のご注文が対象です。

キャンペーン期間 **2026年12月25日受注分まで**

アレイ搭載プローブ種/数

Human mature miRNA	2,578	Human pre-miRNA	2,025
Mouse mature miRNA	1,908	Mouse pre-miRNA	1,255
Rat mature miRNA	728	Rat pre-miRNA	490
Human snoRNA and scaRNA			1,996



オプション（トータルRNA抽出）

サービス名	サンプルタイプ	税別価格
total RNA抽出	細胞 / 組織	15,000 円～ / サンプル
	血清・血漿 / 培養上清 / その他体液 / エキソソーム	20,000 円～ / サンプル

◎多検体 / 大型プロジェクトのボリューム割引可能！

※ 価格は別途お問い合わせください。

※ 弊社が提供するサービスは研究用途に限りです。医療・診断目的にはご使用いただけません。

Filgen[®] フィルジェン株式会社
biosciences & nanosciences

【お問い合わせ】 受託解析部

TEL : 052-624-4388 E-mail : support@filgen.jp

URL : <https://filgen.jp/>

代理店