

キャンペーン期間：2023年10月31日ご注文分まで



HIV-1 ジェノタイプング 薬剤耐性変異検出キット




Buy 1, Get 1 Free キャンペーン

1キット購入で

1キット無料

DeepChek[®] Assay HIV-1 Full PR/RT/INT Drug Resistance

完全な逆転写酵素、プロテアーゼおよびインテグラーゼ領域における薬剤耐性関連変異の検出



製品概要

ABL Diagnostics社が提供する本製品は、1回のPCR反応で逆転写酵素、プロテアーゼおよびインテグラーゼ領域を含む完全な HIV-1 pol 遺伝子を増幅します。その後、得られたPCR産物を基にNGSによる解析を実施することでジェノタイプングと薬剤耐性関連変異検出を可能とします。HIV-1 の耐性関連変異（逆転写酵素、プロテアーゼ、インテグラーゼ）の検出により、抗ウイルス耐性の決定に有用です。以下のワークフローに示される通り、標的遺伝子の増幅、NGSライブラリー調製、ゲノムデータ解析や薬剤耐性解析をすべてABL Diagnostics社製品で実施可能なため、一貫性のある解析を実現します。



HIV-1 pol 遺伝子 ジェノタイプング/薬剤耐性変異検出キット Buy 1, Get 1 Free キャンペーン

DeepChek[®] Assay HIV-1 Full PR/RT/INT Drug Resistanceを1キットご購入ごとに、追加で同製品を1キット無料でプレゼントいたします。さらに、ソフトウェアを除くABL Diagnostics社製品対象でお得なまとめ買い価格にてご購入いただけます。

製品名	品番	反応数	税別価格	
			単品ご購入時	組合せ自由2点以上ご購入時 (ソフトウェアを除く)
DeepChek [®] Assay HIV-1 Full PR/RT/INT Drug Resistance	198A24	24反応	¥935,000	¥841,000

<ABL Diagnostics社製 NGSライブラリー調製試薬> ※追加プレゼントは上記のジェノタイプングキットのみとなります。

製品名	品番	反応数	税別価格
			ジェノタイプングキットと同時ご購入時
DeepChek [®] NGS LIBRARY PREPARATION V2.x	116B24	24反応	¥268,000
	116B48	48反応	¥458,000
	116B96	96反応	¥840,000
DeepChek [®] ADAPTERS V2.x	124B24	24インデックス	¥81,000
	124B48	48インデックス	¥85,000
	124B96	96インデックス	¥93,000

フィルジェン 株式会社
 【お問い合わせ】 試薬機器部
 TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389
 メール : biosupport@filgen.jp URL : https://filgen.jp/



代理店

(Aug.2023)