

Affinity Bioscience社 抗体製品を購入すると お好きな抗体の サンプルサイズをプレゼント



キャンペーン受付期間：2021年9月13日～2021年12月24日

キャンペーン内容

Affinity Bioscience社の抗体製品をご購入いただくと、同社製品の中からどれでもお好きな抗体の無料サンプルをお選びいただくことが出来ます。

※抗体製品100μlにつき、お好きな抗体10μlの無料サンプルを提供いたします。

200μlサイズをご購入の場合は、2種類(20μl分)の抗体をお選びいただけます。

※キャンペーンは何度でもご参加いただけます。

※無料サンプルご使用後、簡単なアンケートにご協力をお願い致します。



Affinity Bioscience社

豊富で高品質な抗体をお手頃価格で

Affinity Biosciences社は、約15,000点以上の抗体をラインナップしています。

そのうちリン酸化特異抗体は、約2,400点以上もの豊富なラインナップで提供しています。

同社は多くの高品質な抗体製品をお手頃価格でご提供しています。

豊富な参考文献

Affinity Biosciences社の抗体は、7,000以上の文献で引用されています。

複数メーカーの抗体やキットを検索できるCiteAb主催のCiteAbアワードにおいて、2年連続受賞しました。この賞は、過去1年間でCiteAbのデータに基づき、抗体製品の引用数の増加率が最も大きいメーカーに与えられるため、多くの抗体メーカーの中でも特に注目されている企業です。



Affinity Bioscience社 抗体製品 一例

品名	品番	サイズ	価格
Phospho-FUNDC1 (Ser17) antibody	AF0001	100ul	¥51,000
FUNDC1 Antibody	AF0002	100ul	¥51,000
ITK Antibody	AF0003	100ul	¥51,000
Phospho-VEGFR2 (Tyr1214) Antibody	AF0004	100ul	¥51,000
EPS15 Antibody	AF0005	100ul	¥51,000
FANCG Antibody	AF0006	100ul	¥51,000
MEKK1 Antibody	AF0007	100ul	¥51,000
JAK3 Antibody	AF0008	100ul	¥51,000
IDO2 Antibody	AF0009	100ul	¥51,000
Neutrophil Elastase Antibody	AF0010	100ul	¥51,000

他にも豊富なラインナップを取り揃えています。詳しくはフィルジエンのHPまで。

Affinity Bioscience社 抗体製品 一例

品名	品番	サイズ	価格
Phospho-CaMK2 alpha/beta/delta (Thr305) Antibody	AF3492	100ul	¥51,000
Phospho-CaMK2 alpha/delta (Thr286) Antibody	AF3493	100ul	¥51,000
Phospho-AMPK beta 1 (Ser181) Antibody	AF3494	100ul	¥51,000
Phospho-IKK gamma (Ser31) Antibody	AF3495	100ul	¥51,000
Phospho-IKK gamma (Ser85) Antibody	AF3496	100ul	¥51,000
Phospho-Parkin (Ser65) Antibody	AF3500	100ul	¥59,000
Phospho-MORC2 (Ser615) Antibody	AF3501	100ul	¥59,000
Phospho-MAP3K4 (Ser499) Antibody	AF3502	100ul	¥59,000
Phospho-DNMT3A (Ser390/Ser393) Antibody	AF3503	100ul	¥59,000
Phospho-MAFB (Ser304) Antibody	AF3504	100ul	¥59,000
Goat Anti-Mouse IgG (H+L) Fluor647-conjugated	S0014	100ul	¥51,000
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) TRITC-conjugated	S0015	100ul	¥51,000
Goat Anti-Mouse IgG (H+L) TRITC-conjugated	S0016	100ul	¥51,000
Goat Anti-Mouse IgG (H+L) Fluor488-conjugated	S0017	100ul	¥51,000
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) Fluor488-conjugated	S0018	100ul	¥51,000
C-Myc-Tag Antibody	T0001	100ul	¥48,000
E2-Tag Antibody	T0002	100ul	¥48,000
Flag-Tag Antibody	T0003	100ul	¥48,000
GAPDH Antibody	T0004	100ul	¥48,000
GFP-tag Antibody	T0005	100ul	¥48,000
ERLN2 Antibody	AF0011	200ul	¥59,000
CAPG Antibody	AF0012	200ul	¥59,000
CAPG Antibody	AF0013	200ul	¥59,000
CD28 Antibody	AF0014	200ul	¥59,000
RYR2 Antibody	AF0015	200ul	¥59,000
Phospho-PYK2 (Tyr580) Antibody	AF0020	200ul	¥59,000
Phospho-CDC25A (Ser76) Antibody	AF0021	200ul	¥59,000
Phospho-EPHA2/3/4 (Tyr588/Tyr596) Antibody	AF0028	200ul	¥59,000
Phospho-ERK8 (Thr175+Tyr177) Antibody	AF0029	200ul	¥59,000
Phospho-Retinoblastoma (Thr826) Antibody	AF0030	200ul	¥59,000
MKK6 Antibody	AF7820	200ul	¥80,000
Ephrin B2 Antibody	AF7821	200ul	¥80,000

※Affinity Bioscience社の抗体製品はすべて研究用試薬です。

その他のデータや製品、メーカーに関する詳細はフィルジェンHPへ

[フィルジェン Affinity Bioscience](#)

検索

フィルジェン株式会社



(代理店)

【お問い合わせ】 試薬部

TEL 052-624-4388 FAX 052-624-4389

Email biosupport@filgen.jp URL <https://filgen.jp/>

SEP.2021