



20周年記念
キャンペーン



生体内環境をIn Vitroで再現

Organ-on-a-Chip 製品全て

最大 **20%** OFF



開催期間 2025年1月6日 ▶ 2月28日受注分まで

Organ-on-a-Chip (臓器チップ)とは*in vitro*での組織・臓器モデル作製を目的としたマイクロ流体デバイスです。灌流培地を体液に見立て様々な生体モデルを作製可能です。



品名	品番	通常価格	キャンペーン価格 (単品, 10%OFF)	キャンペーン価格 (2点以上, 20%OFF)
血液脳関門、血管新生のモデルなどに				
BE-GRADIENT	1000320	¥133,000	¥119,700	¥106,400
血管モデルなどに				
BE-FLOW Standard	1000260	¥90,000	¥81,000	¥72,000
BE-FLOW Custom	-	¥117,000	¥105,300	¥93,600
腸管上皮、腎上皮モデルなどに				
BE-DOUBLEFLOW Standard	1000560	¥133,000	¥119,700	¥106,400
BE-DOUBLEFLOW Custom	-	¥158,000	¥142,000	¥126,400
皮膚・角膜・腸・肺組織モデルなどに				
BE-TRANSFLOW Standard	1000540	¥133,000	¥119,700	¥106,400
BE-TRANSFLOW Custom	-	¥158,000	¥142,000	¥126,400

カスタム承ります!!

BE-GRADIENT以外の製品は①灌流チャネルの幅・高さ、②底面の素材、③多孔質膜の細孔サイズのカスタマイズが可能です。これらを調節しシェアストレスやフラックス、物質の交換効率などの調節を行う事で、より実験内容に沿った理想のデバイスを作製いただけます。



詳細はこちら
(製品紹介ページ)

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬機器部
TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389
E-mail : support@filgen.jp URL : https://filgen.jp/

代理店

(Dec.2024)