



20周年記念
キャンペーン

初めてご購入いただく方限定!!

質量分析関連試薬

PQ500™ リファレンスペプチドキット (24サンプルサイズ)

半額

開催期間 2025年1月6日 ▶ 2月28日受注分まで

#質量分析

#血漿プロテオーム解析



500種類を超えるヒト血漿・血清
タンパク質を一度に同定・絶対定量

BIGNOSYS
PROTEOMICS - NEXT GENERATION

1キットで582種類のヒト血漿・血清タンパク質の同時同定・絶対定量を可能に

ヒト血中タンパク質の解析における質量分析用リファレンスペプチドキットです。MRM/PRM の定量性と DIA の包括的な組み合わせにより、ヒト血漿/血清サンプル中の500を超えるタンパク質の同時同定ならびに絶対定量を可能にします。

品名	品番	通常価格	キャンペーン価格 (新規購入者限定・お1人様一点まで)
PQ500™ Reference Peptides 24	Ki-3019-24	¥848,000	¥424,000

キットの特長

- FDA承認臨床マーカーを含む582種類の血漿・血清タンパク質を一度に同定および定量化
- ナノグラムからマイクログラムまで幅広い範囲で絶対定量可能
- サンプル間およびサンプルバッチ間の高い再現性を実現。異なる試験間で信頼できる比較が可能
- Native または depleted 血漿、生検組織、尿、CSFなど多様なサンプルで使用可能
- DIA および MRM/PRM によるディスカバリープロテオミクスを含む様々な標準的ワークフローと互換性あり



製品詳細はこちら

解析ソフトウェアについて

本キットはBiognosys 社製ソフトウェアであるターゲットプロテオミクス (MRM、PRM、SureQuant)解析用ソフトウェア **SpectroDive™**および DIA用解析ソフトウェア **Spectronaut™**とシームレスに組み合わせるためのソフトウェアパネルプラグインが提供されています。

★キットの初回購入時は、**SpectroDive™の無料トライアル (30日間)** が付属します。



詳細はこちら

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

E-mail : support@filgen.jp URL : https://filgen.jp/

代理店

(Dec.2024)