

# Special SALE

## ELISAキット 最大 25%OFF!

キャンペーン期間  
2022/9/7 ▶ 12/16



通常価格

¥106,000 /Kit >>

\まとめ買いがお得です!! /

1点で15%OFF

2点で25%OFF

¥90,100/Kit


¥79,500/Kit



Boster社の一部ELISA Kitを特別価格でご提供!  
487品目が対象で、ヒト、マウス、ラット、イヌ、トリなど幅広い反応種を取り揃えております。  
対象製品一覧は左のQRコードからご確認いただけます。  
この機会にぜひ高品質のBoster社製品をお試しください。

### キット詳細

96wellプレート(捕捉抗体コーティング済)	1枚
スタンダード用タンパク質(凍結乾燥)	10ng/tube, 2本
ビオチン標識抗体(100x)	100μL
アビジン-ビオチン-ペルオキシダーゼ複合体(ABC-HRP)(100x)	100μL
サンプル希釈液	30mL
抗体希釈液	12mL
発色試薬(TMB)	10mL
停止液	10mL
洗浄バッファー	20mL
プレートシーラー	4枚



(品番: EK1689の標準曲線)

### Boster社 ELISAキットの特徴

Boster Biological Technology社(アメリカ)はELISAキットと抗体の開発を得意とする人気メーカーです。

PicoKine™ ELISAキットは分子生物学・分子免疫学・細胞生物学などの生命科学の分野に幅広く対応し、サンドイッチELISAと競合ELISAの両方で、ヒト、マウス、ラット、およびその他の様々な哺乳動物種をカバーしています。高い特異性、感度、および安定性を保証するために、入念な検証を行った上で販売されています。



### ヒトELISAキット

品番	品名
EK0301	Human Activin A PicoKine ELISA Kit
EK0304	Human Amphiregulin(AR) PicoKine ELISA Kit
EK0305	Human ANG PicoKine ELISA Kit
EK0314	Human BMP-4 PicoKine ELISA Kit
EK0741	Human CXCL16 PicoKine ELISA Kit
EK0751	Human EMMPRIN/CD147/BSG PicoKine ELISA Kit
EK0756	Human ErbB-2 PicoKine ELISA Kit
EK0757	Human Fetuin A/AHSG PicoKine ELISA Kit
EK0762	Human Galectin-1 PicoKine ELISA Kit
EK0795	Human IL-17F/Interleukin-17F PicoKine ELISA Kit
EK0799	Human IL-27 PicoKine ELISA Kit
EK0802	Human XCL1/Lymphotactin PicoKine ELISA Kit
EK0805	Human MBP-C/MBL2 PicoKine ELISA Kit

### マウスELISAキット

品番	品名
EK0313	Mouse BMP-2 PicoKine ELISA Kit
EK0316	Mouse BMP-4 PicoKine ELISA Kit
EK0326	Mouse EGF PicoKine ELISA Kit
EK0330	Mouse Eotaxin PicoKine ELISA Kit
EK0336	Mouse FAS PicoKine ELISA Kit
EK0338	Mouse FASL PicoKine ELISA Kit
EK0351	Mouse Fibronectin PicoKine ELISA Kit
EK0355	Mouse Flt-3ligand PicoKine ELISA Kit
EK0357	Mouse Fractalkine/CX3CL1 PicoKine ELISA Kit
EK0361	Mouse G-CSF PicoKine ELISA Kit

### ラットELISAキット

品番	品名
EK0303	Rat Activin A PicoKine ELISA Kit
EK0312	Rat BMP-2 PicoKine ELISA Kit
EK0324	Rat CNTF PicoKine ELISA Kit
EK0350	Rat Fibronectin PicoKine ELISA Kit
EK0358	Rat Fractalkine/CX3CL1 PicoKine ELISA Kit
EK0363	Rat GDNF PicoKine ELISA Kit
EK0366	Rat GM-CSF PicoKine ELISA Kit
EK0372	Rat ICAM-1 PicoKine ELISA Kit
EK0374	Rat IFN Gamma/IFNG/Interferon Gamma PicoKine ELISA Kit

### イヌELISAキット

品番	品名
EK0313-CN	Dog Canine BMP-2 PicoKine&trade; ELISA Kit
EK0644	Human Endoglin/CD105/ENG PicoKine ELISA Kit
EK0945-CN	Dog Canine Endothelin 1/EDN1 PicoKine&trade; ELISA Kit
EK0981-CN	Dog Canine TGF-Beta 2 PicoKine&trade; ELISA Kit

※ キャンペーン対象のキットサイズは全て96テストとなっています。

その他の製品や詳細、メーカーに関する情報はお近くの代理店、またはフィルジェンへお問い合わせください。

**フィルジェン 株式会社**



代理店

【お問い合わせ】 試薬部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

(Sep.2022)