

PicoKine™ ELISAキット 今だけ！割引キャンペーン



2022/12/19 ▶ 2023/3/31

対象製品
487品目

通常価格 ¥106,000 /Kit

▼▼▼
¥77,000/Kit



◀ 対象ELISA一覧 (Excelファイル)


反応種はヒト・マウス・ラット・トリ・イヌなど豊富に取り揃えております。

Boster Biological Technology社のご紹介

- 世界の研究用抗体メーカーTOP10!
- 抗体・ELISAの開発が専門
- 設立30年、50,000以上の引用実績
- 20,000以上の抗体・2300以上のELISAキットをラインナップ!



PicoKine™ ELISAとは？




高感度

Boster社のPicoKine™キットには高親和性抗体が使用されており、pgやサブpgレベルの高感度でタンパク質を検出することができます。



高特異性

Bosterの品質管理部門により、目的タンパク質に対する特異性が確認された製品が販売されています。




幅広いラインナップ

Bosterの品質管理部門により、目的タンパク質に対する特異性が確認された製品が販売されています。

キット内容 ※構成内容は、製品によって若干異なります。

96wellプレート (捕捉抗体コーティング済)	1枚
スタンダード用タンパク質 (凍結乾燥)	10ng/tube, 2本
ビオチン標識抗体 (100x)	100μL
アビジン-ビオチン-ペルオキシダーゼ複合体 (ABC-HRP) (100x)	100μL
サンプル希釈液	30mL
抗体希釈液	12mL
発色試薬 (TMB)	10mL
停止液	10mL
洗浄バッファー	20mL
プレートシーラー	4枚



例：品番EK1689の標準曲線

対象製品 PICK UP !

ヒトELISAキット

品番	品名
EK0301	Human Activin A PicoKine ELISA Kit
EK0304	Human Amphiregulin(AR) PicoKine ELISA Kit
EK0305	Human ANG PicoKine ELISA Kit
EK0314	Human BMP-4 PicoKine ELISA Kit
EK0741	Human CXCL16 PicoKine ELISA Kit
EK0751	Human EMMPRIN/CD147/BSG PicoKine ELISA Kit
EK0756	Human ErbB-2 PicoKine ELISA Kit
EK0757	Human Fetuin A/AHSG PicoKine ELISA Kit
EK0762	Human Galectin-1 PicoKine ELISA Kit
EK0795	Human IL-17F/Interleukin-17F PicoKine ELISA Kit

その他多数

マウスELISAキット

品番	品名
EK0313	Mouse BMP-2 PicoKine ELISA Kit
EK0316	Mouse BMP-4 PicoKine ELISA Kit
EK0326	Mouse EGF PicoKine ELISA Kit
EK0330	Mouse Eotaxin PicoKine ELISA Kit
EK0336	Mouse FAS PicoKine ELISA Kit
EK0338	Mouse FASL PicoKine ELISA Kit
EK0351	Mouse Fibronectin PicoKine ELISA Kit
EK0355	Mouse Flt-3ligand PicoKine ELISA Kit
EK0357	Mouse Fractalkine/CX3CL1 PicoKine ELISA Kit
EK0361	Mouse G-CSF PicoKine ELISA Kit

その他多数

ラットELISAキット

品番	品名
EK0303	Rat Activin A PicoKine ELISA Kit
EK0312	Rat BMP-2 PicoKine ELISA Kit
EK0324	Rat CNTF PicoKine ELISA Kit
EK0350	Rat Fibronectin PicoKine ELISA Kit
EK0358	Rat Fractalkine/CX3CL1 PicoKine ELISA Kit
EK0363	Rat GDNF PicoKine ELISA Kit
EK0366	Rat GM-CSF PicoKine ELISA Kit
EK0372	Rat ICAM-1 PicoKine ELISA Kit
EK0374	Rat IFN Gamma/IFNG/Interferon Gamma PicoKine ELISA Kit

その他多数

イヌELISAキット

品番	品名
EK0313-CN	Dog Canine BMP-2 PicoKine™ ELISA Kit
EK0644	Human Endoglin/CD105/ENG PicoKine ELISA Kit
EK0945-CN	Dog Canine Endothelin 1/EDN1 PicoKine™ ELISA Kit
EK0981-CN	Dog Canine TGF-Beta 2 PicoKine™ ELISA Kit

※ キャンペーン対象のキットサイズは全て96テストとなっています。

その他の製品や詳細、メーカーに関する情報はお近くの代理店、またはフィルジェンへお問い合わせください。

フィルジェン 株式会社



【お問い合わせ】 試薬部

TEL : 052-624-4388 FAX : 052-624-4389

メール : biosupport@filgen.jp URL : <https://filgen.jp/>

代理店

(Dec.2022)